

ISTRUZIONI DRIONIC ASCELLE

Fase di preparazione

Preparazione della pelle

Assicurarsi che l'epidermide da trattare non presenti alcuna lesione tipo graffi, abrasioni, escoriazioni: in questi casi, si raccomanda di coprire la zona interessata con vaselina pura applicandola solo dove necessario. Se la zona lesa non è ben ricoperta dalla vaselina si sentirà un possibile fastidio durante il trattamento.

Preparazione dell'apparecchio

1. Rimuovere i feltri ed immergerli in una bacinella di acqua del rubinetto fino a che non siano completamente imbevuti (l'operazione richiede almeno 5 min)
2. Lasciare gocciolare l'eccesso d'acqua e sistemare i feltri nei loro alloggiamenti: non tentare di bagnarli quando sono ancora collocati sullo strumento perché questa operazione potrebbe danneggiarne la componente elettronica, evitare per lo stesso motivo eventuali infiltrazioni nello stesso apparecchio
3. Accertarsi che la guida di plastica blu fuoriesca dai feltri, se così non fosse spingere leggermente i feltri nel loro alloggiamento
4. Assicurarsi inoltre che i feltri coprano le parti di metallo

Come si utilizza

Posizionare l'apparecchio nella cavità ascellare come da illustrazione: Drionic funziona sia con ascelle depilate che non. Le cinghiette in dotazione consentono un trattamento prolungato ed agevole (vedere figura). La parte superiore dell'apparecchio, cioè quella con i feltri, dovrà essere pressata in alto entro la cavità ascellare. Spostare l'interruttore dalla posizione O (off) a quella HI (alto).

Il trattamento

Il trattamento deve essere effettuato **ogni giorno per 30 minuti** sia se si utilizza la modalità HI che LO. Le persone particolarmente sensibili alla corrente possono effettuare trattamenti da 15 minuti con interruttore in posizione LO. Al contrario, coloro che tollerano particolarmente bene la corrente possono effettuare trattamenti di 1 ora con interruttore su HI: in questo caso occorre interrompere il trattamento dopo mezz'ora per bagnare nuovamente i feltri. In alternativa queste persone possono effettuare due sedute giornaliere da 30 minuti con una pausa di qualche ora. Il trattamento completo terminerà alla scomparsa dell'iperidrosi che non avverrà gradualmente, ma improvvisamente. NB: è normale osservare un arrossamento nella zona trattata alla fine di ogni seduta. Tale rossore scompare dopo circa un'ora. In generale l'eccessiva sudorazione cessa dopo circa 7 ore complessive di trattamento e generalmente l'efficacia è di circa 5-7 settimane.

Fase di controllo:

Esistono due metodologie per il controllo della sudorazione:

- 1) ai primi segni di ricomparsa della sudorazione, iniziare immediatamente un nuovo ciclo di trattamento fino alla nuova scomparsa dell'eccessiva sudorazione
- 2) in alternativa si può scegliere di effettuare costantemente uno o due trattamenti alla settimana per periodi prolungati. Al termine di ogni applicazione spegnere l'apparecchio. Questa operazione dovrà essere effettuata gradualmente spostando l'interruttore dalla posizione HI a quella LO e successivamente su Off: in questo modo si eviteranno leggeri shocks. Occasionalmente, al termine di ogni singolo trattamento, si potrà avvertire un leggero formicolio nell'abbassare il braccio.

Avvertenze:

Normalmente l'uso di Drionic può causare arrossamenti temporanei della zona trattata che scompaiono dopo circa un'ora. Se il trattamento dovesse causare piccole macchie grigie interromperlo: questo può essere sintomo di intolleranza alla corrente o di un'intensità del trattamento troppo elevata. Nel caso in cui l'eccessiva sudorazione interessa una sola ascella consultare il medico. Trattare solo pelle sana, normalmente pigmentata, senza vesciche, gonfiori ecc... Sconsigliato l'uso ai portatori di pace-makers, soggetti epilettici, donne in gravidanza e in presenza di flebotrombosi o tromboflebiti.

Accessori e manutenzioni

Sostituzione delle batterie

In ognuno dei due apparecchi sono presenti due batterie che garantiscono una durata di 20 ore, pari a 40 singole applicazioni da 30 minuti ciascuna. La luce verde costante indica che l'apparecchio è in funzione: il suo spegnimento durante il trattamento è indice dell'esaurimento della carica delle batterie che dovranno essere sostituite. Per la sostituzione delle batterie procedere nel seguente modo: rimuovere la protezione posta alla base dell'apparecchio per estrarre la batteria e sostituirla facendo particolare attenzione a non forzarla troppo perché i contatti potrebbero danneggiarsi, quindi riporre nuovamente il coperchio.

Manutenzione e sostituzione dei feltri

Dopo aver spento l'apparecchio togliere i feltri e strizzarli delicatamente per rimuovere l'eccesso di acqua. Tamponare con un asciugamano od equivalente e riporli negli appositi alloggiamenti fino al successivo trattamento. I feltri vanno sostituiti quando risultano consumati, macchiati o rovinati. Devono sempre ricoprire le parti metalliche per impedire che la pelle vi entri in contatto, evitando così eventuali scottature.

Piastre metalliche

Con l'uso prolungato le piastre sono soggette a deterioramento, ossidazione e/o corrosione. Quando ciò avviene occorre provvedere alla sostituzione dell'intero modulo. Per effettuare tale operazione estrarre il modulo facendo molta attenzione ad Drionic Ascelle effettuare movimenti laterali come da illustrazione, quindi provvedere alla sostituzione.