




- Rozciągnij mankiety do postaci cylindra, aby ramię mogło swobodnie wejść do środka
- Lewą ramię przeciągnij przez mankiety, przewód powietrzny mankiety przejdzie przez wierzch dłoni.
- Owiń mankiety na górnej części ramienia. Umieść przewód powietrza wewnątrz przedramienia i wyrównaj z palcem środkowym.
- Dolną część mankiety powinna znajdować się około 2cm~3cm powyżej łokcia.
- Po założeniu mankiety, ramię i mankiety powinny być szczelnie owinięte materiałem.



### 7.3 Pomiar ciśnienia BP

① W stanie „WYŁĄCZONY” naciśnij przycisk „ZACZAĆ/ZAKOŃCZYĆ”, aby rozpocząć pomiar. Podczas pomiaru należy zachować prawidłową pozycję i stan cisy, pacjent nie może poruszać się. Ikona „Ruch” pojawia się, jeśli pacjent porusza się, a kontynuowanie pomiaru może prowadzić do niedokładnych pomiarów.

#### Aby przerwać pomiar

Naciśnij przycisk [ZACZAĆ/ZAKOŃCZYĆ]; urządzenie przestanie się napędzać i uwolni powietrze z mankiety.

② Odczytaj wynik pomiaru po zakończeniu pomiaru.

Dane pomiarowe zostaną wyświetlone na interfejsie po zakończeniu pomiaru. Jeśli wynik pomiaru jest normalny, pasek ciśnienia po prawej stronie jest zielony. Jeśli wynik pomiaru pokazuje nadciśnienie, pojawi się czerwony pasek ciśnienia. Długość paska ciśnienia reprezentuje różnicę między skurczowym ciśnieniem krwi a rozkurczowym ciśnieniem krwi, im dłuższy jest pasek ciśnienia, tym większa różnica.

#### 7.4 Potwierdź wartość ciśnienia

Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła globalnie przyjęte standardy oceny odczytów nadciśnienia (w środowisku klinicznym).

Poziom ciśnienia krwi	Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe
Normalny	Ciśnienie < 130 mmHg	Ciśnienie < 85 mmHg
Normalna wartość skurczowa	130mmHg<Ciśnienie<139mmHg	85mmHg<Ciśnienie<89mmHg
Lekkie nadciśnienie tętnicze	140mmHg<Ciśnienie<159mmHg	90mmHg<Ciśnienie<99mmHg
Umiarkowane nadciśnienie	160mmHg<Ciśnienie<179mmHg	100mmHg<Ciśnienie<109mmHg
Ciężkie nadciśnienie/wysokie ciśnienie krwi	180mmHg<Ciśnienie	110mmHg<Ciśnienie

\* Samodiagnoza i leczenie przy użyciu zmierzonych wyników może być niebezpieczne. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami lekarza.

#### ⚠ Uwaga ⚠

Pomiędzy kolejnymi pomiarami należy odczekać co najmniej 4-5 minut.

- Podczas wielokrotnych pomiarów, dokładna wartość ciśnienia krwi może nie zostać zmierzona z powodu zatoru na ramieniu. Pomiaru należy dokonywać, gdy przepływ krwi jest niezakłócony.
- Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat Err, pomiar nie może być przeprowadzony prawidłowo.
- Ikona nieregularnego tętna jest wyświetlana w wynikach pomiaru, jeśli wewnętrzny impuls jest nieregularny podczas pomiaru, co może spowodować, że nie jest w stanie prawidłowo wykonać pomiaru. Proszę zachować ciszę i powtórzyć pomiar. Jeśli ikona nieregularnego tętna pojawia się często, należy skonsultować się z lekarzem.
- Minimalna wartość sygnału fizjologicznego pacjenta jest minimalną wartością graniczną, którą urządzenie może zmierzyć. Urządzenie może uzyskać niedokładne wyniki pomiarów, jeśli jest używane poniżej minimalnej amplitudy lub minimalnej wartości sygnału fizjologicznego pacjenta.

\*Urządzenie wyłączy się automatycznie po pięciu minutach bezczynności, także wtedy, gdy użytkownik zapomni wyłączyć zasilanie.

### Rozdział 8 Funkcja pamięci

Urządzenie może automatycznie zapisywać wartości NIBP i wyświetlać do 199 zestawów wyników pomiarów. Jeśli w aktualnym urządzeniu zapisano 199 zestawów danych pomiarowych, podczas zapisywania 200. zestawu danych, najwcześniejszy zestaw danych zostanie nadpisany. Jeśli nie ma żadnych wartości pomiarowych, wartości pamięci nie mogą być numerowane.

Funkcja pamięci nie może być używana podczas pomiarów.

Jeśli nie dokonano pomiaru, na interfejsie przeglądania zostanie wyświetlony komunikat „---”.

#### 8.1 Sprawdź wartość pamięci

- W stanie „WYŁĄCZONY” naciśnij przycisk „M”, aby wyświetlić średnią wartość trzech ostatnich zestawów danych. Jeśli liczba danych pomiarowych jest mniejsza niż trzy grupy, będzie ona uzupełniana automatycznie. Kontynuować naciśnięcie przycisku „M” w bieżącym interfejsie, aby wyświetlić wszystkie rekordy pomiarów.
- Po zakończeniu pomiaru naciśnij przycisk „M” w interfejsie wyników pomiaru, aby wyświetlić średnią wartość trzech ostatnich grup danych. Kontynuować naciśnięcie przycisku „M” w bieżącym interfejsie, aby wyświetlić wszystkie rekordy pomiarów.

#### 8.2 Usuwanie wartości pamięci

- Użytkownicy mogą usuwać wszystkie wartości pamięci bieżącego użytkownika zamiast oddzielnie usuwać jedną wartość pamięci.
- W interfejsie pamięci, naciśnij jednocześnie przycisk „M” i przycisk „START/STOP” przez ponad 5 sekund, po pojawieniu się na ekranie napisu „DEL”, wszystkie wartości pamięci zostaną usunięte.

#### ⚠ Przestroga ⚠

Podczas wyświetlania zapisów pomiarowych, należy nacisnąć przycisk „M” w sposób ciągły, aby wyświetlać je jeden po drugim.

### Rozdział 9 Klawisze i symbole

Urządzenie może nie zawierać wszystkich poniższych symboli.

Sygnal	Opis	Sygnal	Opis
	Uwaga! Należy zapoznać się z dokumentem towarzyszącym (instrukcją obsługi).		Patrz podręcznik użytkownika
<b>SYS</b>	Ciśnienie skurczowe	<b>DIA</b>	Ciśnienie rozkurczowe
<b>MAP</b>	Średnie ciśnienie krwi	<b>PUL</b>	Częstotliwość pulsu (bpm)
<b>IP20</b>	Stożek ochrony obudowy	<b>EMC</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
	Możliwość recyklingu	<b>P/N</b>	Kod materiałowy producenta
<b>LOT</b>	Kod partii		Data ważności
	W ten sposób do góry		Kruchy, należy obchodzić się z nim ostrożnie
	Przechowywać w suchym miejscu		Granica ciśnienia atmosferycznego
	Granica temperatury		Granica wilgotności
	Producent		Data produkcji
	Zasilanie Bateriami		Nieregularny tętna
	Spuszczanie powietrza		Opróżnianie
	Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia	<b>CE</b>	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EWG
<b>SN</b>	Numer seryjny		Z częścią typu BF
<b>EU REP</b>	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Urządzenia klasy II
	Gniazdo dla zasilacza sieciowego		Interfejs do podłączenia mankiety

	Głos zamknięty		Głos włączony
	Duży ruch podczas pomiaru		Mankiet jest prawidłowo zawiązany
	Etykieta wskaźnika tętnicy	<b>MD</b>	Urządzenie medyczne
	MR Niebezpieczny, nie może być stosowany w MRI		Importowane przez
<b>REF</b>	Numer katalogowy	<b>UDI</b>	Unikalny identyfikator urządzenia

### Rozdział 10 Komunikat o błędzie

Kiedy na pozycji wysokiego ciśnienia pojawia się napis „Err”, a na pozycji niskiego ciśnienia pojawia się numer błędu, pomiar nie jest normalny.

Error Mark	Causes	Solutions
Err2 Err15	Nieprawidłowe działanie	Skontaktuj się z nami
Err4	①Nieprawidłowa instalacja baterii ②Niski poziom baterii lub niewłaściwy typ baterii	①Ponownie prawidłowo zainstaluj baterie ②Wymień nową baterię na odpowiedni typ (patrz rozdział 5)
Err6 Err7 Err14	①Rozłączenie mankiety lub luźne połączenie mankiety, co powoduje wyciek powietrza ②Mankiet jest owinięty za luźno lub nie jest owinięty wcale, co powoduje, że nie można osiągnąć wstępnie ustawionej wartości nadmuchania ③Wyciek powietrza z mankiety lub urządzenia wewnętrzznego	①Prawidłowo podłączyć mankiety do urządzenia (patrz rozdział 7) ②Prawidłowo założyć mankiety (patrz rozdział 7) ③Skontaktuj się z nami
Err9	①Mankiet jest owinięty za luźno lub nie jest owinięty wcale, co powoduje, że sygnał odebranego pulsu jest słaby ②Sygnał pulsu pacjenta jest słaby	①Prawidłowo założyć mankiety (patrz rozdział 7) ②Powtórzyć pomiar
Err12	①Zewnętrzne ciśnienie mankiety podczas pomiaru prowadzi do nadmiernego ciśnienia ②Przewody powietrza lub korek mankiety są zablokowane, powodując nadmierne ciśnienie	①Nie ścisnąć mankiety ani nie przesuwaj ramienia i ciała podczas pomiaru i powtórz pomiar ②Sprawdź wyciek mankiety i prawidłowo podłącz go do urządzenia (patrz rozdział 7), a następnie ponownie dokonaj pomiaru
Err8 Err11 Err13	Zmiana sygnału jest nieprawidłowa z powodu ruchu ramienia lub ciała lub z innych przyczyn podczas pomiaru	Trzymaj ramię, ciało nieruchomo i ponownie wykonaj pomiar
Err10	Upływ czasu pomiaru spowodowany ruchem ramienia lub ciała lub innymi przyczynami podczas pomiaru	
Err16		

### Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

Nieprawidłowe parametry	Przyczyny	Rozwiązania
Wartości pomiaru ciśnienia tętniczego są zbyt wysokie lub zbyt niskie.	Mankiet nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz prawidłowo mankiety.
	Rozmowa lub poruszanie ręką podczas pomiaru	Zachowaj ciszę i ponownie rozpocznij pomiar.
	Opaska uciska ramię	Zdejmij ubranie i ponownie rozpocznij pomiar
Brak ciśnienia	Nieszczelność mankiety	Należy kupić nowy mankiety.
	Rurka powietrzna mankiety nie jest prawidłowo połączona z mankietem	Podłącz poprawnie.
	Mankiet nie jest napompowany	Skontaktuj się z nami.
Mankiet opróżnia się w krótkim czasie	Luźny mankiety	Prawidłowo nałóż mankiety.
Nie można przeprowadzić pomiaru, nawet po naciśnięciu przycisku pomiaru	Należy naprawić urządzenie	Należy wymienić wszystkie cztery baterie na nowe.
Gwałtowne wyłączenie zasilania podczas zwiększania ciśnienia	Nie należy używać przez dłuższy czas, baterie mogą być wyczerpane z powodu zmiany temperatury	Należy wymienić wszystkie cztery baterie na nowe.
Należy przytrzymać przycisk on/off, ale nie można uruchomić urządzenia	Baterie są zużyte	Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane i czy bieguny baterii są prawidłowo ustawione.
Napełnianie mankiety rozpoczęło się przed naciśnięciem przycisku pomiaru	Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z nami.	Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z nami.
Mankiet nigdy się nie opróżnia	Wyciągnij mankiety, aby go opróżnić. Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z nami.	Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z nami.
Błąd ciśnienia powietrza	Błąd opróżniania Inne	Nie ruszaj ramieniem, ciałem i dokonaj ponownego pomiaru.
Brak wyświetlania wartości ciśnienia lub wartość niezmienną podczas nadmuchiwania mankiety	Należy wymienić wszystkie cztery baterie na nowe.	Wyciągnij mankiety, aby go opróżnić. Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z nami.
Inne zdarzenie	Wymień baterie.	Należy włączyć ponownie zasilanie i ponownie rozpocząć pomiar.
		W innym przypadku, skontaktuj się z nami.

### Rozdział 12 Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja

\*Prosimy o przestrzeganie środków ostrożności oraz prawidłowych metod obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W innym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki.

#### ⚠ Ostrzeżenie ⚠

Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie. Akcesoria i urządzenie główne muszą być oddzielone w celu wyczyszczenia.

Zabrania się wykonywania czynności konserwacyjnych podczas używania urządzenia.

Nie należy ścisnąć gumowej rurki na mankiecie.

#### ⚠ Przestroga ⚠

- Dezynfekcja urządzenia i akcesoriów pod wysokim ciśnieniem jest niedozwolona.
- Nie należy dopuścić, aby woda lub środek czyszczący wpłynęły do gniazda – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy moczyć urządzenia i akcesoriów w płynie.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub pogorszenia stanu urządzenia i akcesoriów, prosimy go nie używać.

#### Konserwacja:

- Urządzenie i akcesoria należy regularnie czyścić. Zaleca się ich czyszczenie raz w tygodniu.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij baterie i odłącz go od zasilania sieciowego. Akcesoria i jednostka centralna muszą być oddzielone do czyszczenia. Nie należy konserwować ani naprawiać urządzenia podczas użytkowania.
- Podczas czyszczenia urządzenia zanurz czystą szmatkę w alkoholu izopropylowym (70%), wyciśnij ją dobrze i wytrzyj nią oddzielnie jednostkę główną, mankiety i wiatrak mankiety przez około 3 minuty, następnie użyj drugiej czystej ściereczki zwilżonej wodą destylowaną, wyciśnij ją i wytrzyj nią odpowiednio jednostkę główną, mankiety i wiatrak mankiety przez około 2 minuty. Powtórz powyższe czynności 5 razy, aż nie będzie widocznych pozostałości środka czyszczącego. Podczas czyszczenia należy unikać przedostawania się alkoholu izopropylowego lub wody do jednostki centralnej. Po wyczyszczeniu umieść produkt w suchym i wentylowanym miejscu, aby wyschnąć.

- Kontrola wzrokowa w celu upewnienia się, że produkt jest dokładnie oczyszczony. Jeśli istnieje jakakolwiek pozostałość zabrudzeń, należy powtórzyć cały proces opisany powyżej.

- Urządzenie powinno być regularnie kontrolowane i kalibrowane (lub zgodnie ze standardem inspekcji szpitalnej). Inspekcja może być przeprowadzona w wyznaczonych instytucjach, przez profesjonalny personel lub należy skontaktować się z nami w celu jej przeprowadzenia.

- W interfejsie ustawień jednostek naciśnij przycisk „ZACZAĆ/ZAKOŃCZYĆ” przez 15 s, aby wejść do interfejsu ustawień fabrycznych, w którym wyświetlany jest „CAL”, naciśnij przycisk „M” raz, aby wejść do interfejsu ciśnienia statycznego i przytrzymać przycisk „M” przez 15 s, aby wejść do interfejsu kalibracji.

#### ⚠ Porady ⚠

- Nie należy używać benzyny, lotnego oleju, rozcieńczalnika itp. do wycierania urządzenia.
- Nie należy czyścić ani zwilżać mankiety.

#### Przechowywanie:

#### ⚠ Porady ⚠

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, w przeciwnym razie ekran wyświetlacza może ulec uszkodzeniu.
- Kurz ani wata nie mają wpływu na podstawowe działanie i bezpieczeństwo urządzenia w środowisku domowym, natomiast urządzenie nie powinno być umieszczane w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zakurzonych.
- Zużyty mankiety może być przyczyną niedokładnego pomiaru, należy okresowo wymieniać mankiety zgodnie z instrukcją obsługi.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Unikaj urządzenia w pobliżu ekstremalnie wysokich temperatur, takich jak kominek, w przeciwnym razie wydajność urządzenia może ulec pogorszeniu.
- Nie należy przechowywać urządzenia z lekami chemicznymi lub gazami żrącymi.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których znajduje się woda.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których występuje nachylenie, wibracje lub uderzenia
- Wymij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez trzy miesiące lub dłużej.

### Rozdział 13 Specyfikacja NIBP

Nazwa	Sfigmomanometr elektroniczny	
Stożek ochrony przed wnikaniem wody	IP20	
Wyświetlacz	LED	
Metoda pomiaru	Metoda oscylometryczna	
Tryb pracy	Automatyczny	
Tryb działania	Praca ciągła	
Zakres ciśnienia	0~297 mmHg(0~39,6 kPa)	
Dokładność	Ciśnienie statyczne: ±3 mmHg(±0,4 kPa)	
Maksymalne ciśnienie	Nie przekracza 300 mmHg (40 kPa)	
Zakres pomiarowy	Ciśnienie	SYS: 30~270 mmHg(4~36 kPa) DIA: 10~220 mmHg(1,3~29,3 kPa)
	Puls: 40~240bpm	
Błąd	Ciśnienie	Wartość ciśnienia tętniczego mierzona przez urządzenie jest równoważna z wartością pomiaru stetoskopem, wykonaj weryfikację kliniczną zgodnie z wymaganiami normy ISO 81060-2: 2013, której błąd spełnia następujące warunki: Maksymalny błąd średni: ±5 mmHgMaksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg
	Puls:	±5 bpm lub ±5% wybrać większą wartość
Rozdzielczość	Ciśnienie: 1 mmHg Puls: ±5 bpm lub ±5% wybrać większą wartość	
Temperatura pracy/ wilgotność	+5°C~40 °C 15%RH~85%RH (bez zjawiska kondensacji)	
Transport	Transport przez ogólny pojazd lub zgodnie z umową zlecenia, unikać pounded, wstrząsając i rozpryskiwać przez deszcz i śnieg w transporcie.	
Przechowywanie	Temperatura: -20 °C~+55 °C; Wilgotność względna: <95 % (bez zjawiska kondensacji); Brak gazów korozyjnych i przeciągów.	
Ciśnienie atmosferyczne	700 hPa~1060 hPa	
Zasilanie	4 baterie alkaliczne „AA”, zasilacz AC (AC, 100 V~240 V, opcjonalnie)	
Prąd znamionowy	600 mA	
Żywotność baterii	Gdy temperatura wynosi 23°C, obwód końcowy 270 mm, ciśnienie krwi jest prawidłowe, 4 baterie alkaliczne „AA” mogą być użyte około 300 razy.	
Wymiary urządzenia głównego	129*101*72 mm	
Waga urządzenia	300 gramów (bez baterii)	
Klasyfikacja bezpieczeństwa	Klasa II sprzęt (zasilanie przez zasilacz)/Sprzęt zasilany zewnątrz (zasilanie przez baterie) Typ BF zastosowana część	
Żywotność	Żywotność urządzenia wynosi 5 lat lub 10000 pomiarów ciśnienia tętniczego.	
Data producenta	Patrz etykieta	
Akcesoria	Konfiguracja standardowa: Mankiet dla dorosłych : obwód końcowy 22-32 cm (środek ramienia) Instrukcja obsługi, cztery baterie alkaliczne „AA”. Sprzedaż oddzielna: Adapter AC: Wejście: napięcie: AC 100 V~240 V częstotliwość: 50 Hz/60 Hz Prąd znamionowy: AC 150 mA Wyjście: DC 5,0 V±0,2 V 1,0 A przewód zasilacza Mankiet: Mankiet dla dorosłych : obwód końcowy 18-26 cm (środek ramienia) Mankiet dla dorosłych : obwód końcowy 22-30 cm (środek ramienia) Mankiet dla dorosłych : obwód końcowy 22-43 cm (środek ramienia) Mankiet dla dorosłych : obwód końcowy 32-43 cm (środek ramienia)	

#### Dodatek

##### Tabela 1

Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna	
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.	
Badanie emisji	Zgodność
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1
Emisja RF CISPR 11	Klasa B
Emisja harmonicznych IEC61000-3-2	Klasa A
Wahania napięcia / emisja migotania światła IEC61000-3-3	Zgodne

##### Tabela 2

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna		
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.		
Badanie odporności	Poziom badania IEC 60601	Poziom zgodności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±15 kV powietrze	±8 kV kontakt ±15 kV powietrze
Elektryczne szybkie stany przejściowe/uderzenia IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii zasilających ±1 kV dla linii wejścia/wyjścia	± 2 kV dla linii zasilających Nie ma zastosowania
Przebiecia IEC 61000-4-5	±1 kV linie do linii ±2 kV linie do ziemi	±1 kV linie do linii Nie ma zastosowania
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych/zasilania IEC 61000-4-11	5% UT (>95% spadek UT)przez 0,5 cyklu 40% UT(60% spadek UT)przez 5 cykli 70% UT(30% spadek UT) przez 25 cykli <5% UT (>95% zanurzenia w UT) przez 5 sek.	<5% UT (>95% spadek UT)przez 0,5 cyklu 40% UT(60% spadek UT)przez 5 cykli 70% UT(30% spadek UT) przez 25 cykli <5% UT (>95% zanurzenia w UT) przez 5 sek.
Częstotliwość zasilania (50/60Hz) Pole magnetyczne IEC61000-4-8	30A/m	30A/m

##### Tabela 3

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna		
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.		
Badanie odporności	Poziom badania IEC 60601	Poziom zgodności
Conducted RF IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz i 80 MHz. 80% AM przy 1kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz i 80 MHz. 80% AM przy 1kHz

Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz- 2.7 GHz 80% AM przy 1kHz	10 V/m80 MHz- 2.7 GHz 80% AM przy 1kHz
--------------------------	--	---

### Tabela 4

Zalecane odległości separacji między przenośnym i ruchomym sprzętem łączności RF a urządzeniem						
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.						
Częstotliwość próbna (MHz)	Pasma a) (MHz)	Serwis a)	Modulacja b)	Modulacja b) (W)	Odległość (m)	POZIOM TESTU ODPORNOŚCI (V/m)
385	380~390	TETRA 400	Modulacja pulsu b) 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0,3	28
710	704~787	LTE Band 13, 17	Modulacja pulsu b) 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800~960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulacja pulsu b) 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1720	1700~1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3,4,25; UMTS	Modulacja pulsu b) 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400~2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pasmo 7	Modulacja			