



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA ALTERNATING PRESSURE MATTRESS MATELAS À PRESSION ALTERNÉE WECHSELDRUCKMATRATZE COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο χρήσης -
Instrukcja obsługi - Manual de utilizare - Bruksanvisning

Gima 28580 - Gima 28582



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.

Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China

REF

QDC-8010+P3000A2QB3

QDC-8080+P3000A2QB3

EC REP

Eunitor GmbH

Kennedydamm, 5, Düsseldorf, 40476, Germany



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

ZESTAW 8010 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY Z NYLONU/PVC+POMPA - DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO ZESTAW 8080 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY Z NYLONU/TPU+POMPA - DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

INSTRUKCJE

Materac zmiennociśnieniowy składa się z dwóch części: materaca i pompy. Pompa wykorzystuje niewielki kompresor, dzięki któremu jest cicha i energooszczędna. Panel sterowania jest prosty i bardzo łatwy w obsłudze. Materac naprzemiennie odciąża ucisk poprzez zamienne opróżnianie i pompowanie komórek powietrznych w około 12 minutowych odstępach. Powszechnie dowiedziono, że stały ucisk występu kostnego jest główną przyczyną powstawania zmian skórnych. Ciągły ruch, który gwarantuje to urządzenie redukuje obszary stałego ucisku i zwiększa krążenie.

UŻYTKOWANIE

- Umieścić materac na ramie łóżka w taki sposób, aby koniec węża znajdował się u stóp konstrukcji.
- Za pomocą dołączonych haczyków, powiesić bezpiecznie pompę u stóp łóżka lub na płaskiej, gładkiej powierzchni.
- Podłączyć węże powietrza z materaca do pompy.
- Podłączyć pompę do gniazdka elektrycznego. Upewnić się, że kabel zasilający znajduje się z dala od możliwych zagrożeń.
- Wcisnąć przełącznik zasilania na panelu sterowania pompy. Pompa zacznie pompować materac.
- Po napompowaniu wyregulować materac za pomocą pokrętki pompy.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Materac

Materac należy regularnie oczyszczać za pomocą neutralnego detergentu lub alkoholu. Nie używać sterylizacji parowej i nie podgrzewać.

Pompa

Pompę należy regularnie oczyszczać za pomocą neutralnego detergentu lub alkoholu.

Nie otwierać obudowy pompy - ryzyko porażenia prądem




















Nie moczyć i nie zanurzać pompy w jakiegokolwiek cieczy.

UWAGA

- Nie wolno palić na pompie lub w jej pobliżu.
- Pompę należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.
- Ryzyko wybuchu w przypadku zastosowania w obecności łatwopalnych środków znieczulających.
- Wymień na bezpiecznik o charakterystyce: T1A 250 V. Zasilanie: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

DANE PRODUKTU

UDŹWIG		DANE ELEKTRYCZNE	
Maksymalna waga pacjenta	150 kg (331 lbs)	Prąd roboczy:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A maks.
		Bezpieczniki:	T1A 250 V
WARUNKI ŚRODOWISKOWE			
WARUNKI EKSPLOATACJI		WARUNKI PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI	
Temperatura otoczenia:	Od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)	Temperatura otoczenia:	Od -18°C do +43°C (od 0°F do 110°F)
Wilgotność względna:	Od 10% do 75%	Wilgotność względna:	Od 10% do 95%

	Przechowywać w suchym miejscu		Przechowywać z dala od światła słonecznego		Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi
	Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia		Producent		Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745
	Patrz podręcznik użytkownika		Z częścią typu BF		Urządzenie klasy II
	Numer katalogowy		Kod partii		Wyrób medyczny
	Data produkcji		Granica temperatury		Granica wilgotności
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Importowane przez		Numer seryjny
	Unikalny identyfikator				

 **Utylizacja:** Produktu nie wolno usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy muszą pozbyć się zużytego sprzętu, dostarczając go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WARUNKI GWARANCJI FIRMY GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B Gima