

Tipo di apparecchio	Aneroide, modello a due tubi secondo EN 1060 Codice UMDNS 16-156 Prodotto medicale secondo Classe 1 con funzione di misurazione		
Scala	Diametro 48 mm		
Consegna	Apparecchio con bracciale a scelta, con astuccio e confezione		
Membrana	Materiale Corsa	CuBe 1,2 mm a 300 mm Hg	
Campo di misurazione	0 – 300 mm Hg		
Precisione	Classe 1		
Tolleranza	1 % del campo di misurazione		
Materiale	Parti in metallo a vista ottone lucidato e cromato Lancetta Vetro monopalla	acciaio elastico materiale sintetico speciale, infrangibile, resistente ad alcool e disinfettanti PVC	
Dimensioni	Cassa Totale Scatola (L x L x A)	diametro altezza lunghezza	53 mm 27 mm 162 mm 205 x 110 x 66 mm
Bracciali	Tutti i bracciali a due tubi uniti del programma standard ERKA.		
Peso	Solo manometro Completo, con bracciale standard adulti	220 g 470 g	
Dati trasporto	Peso lordo inclusa confezione / apparecchio * con bracciale rapid in cotone, colore verde, per adulti	560 g *	
	Volume / apparecchio	1500 cm ³	
Garanzia	3 anni		
Produttore	ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co KG Im Farchet 15 • D 83646 Bad Toelz Tel. +49 (0)8041 8009-0 • Fax: +49 (0)8041 8009-39 • E-Mail: info@erka.org		
Paese di produzione	Germania		