

# ULTRA SOFT

NEW MED GLOVES



## Guanto monouso in NITRILE 3,0 gr BLU - AQL < 1.5

Guanto Monouso in **NITRILE**, non sterile. Superficie microruvida. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, è ideale per pelli sensibili. Il materiale di fabbricazione, lo spessore contenuto e l'eccellente elasticità conferiscono al prodotto un'elevata versatilità d'uso. **Latex free**.

Il guanto può essere utilizzato sia come **Dispositivo Medico** (per uso ambulatoriale, per medicazione e dentale) che come **Dispositivo di Protezione Individuale** (per la protezione dal rischio chimico e biologico).

COD. NM-30NB

DM I CLASSE  
DPI DI III CAT.  
IDONEITÀ CONTATTO CON ALIMENTI

- SENZA TALCO
- AMBIDESTRO
- USO SINGOLO
- 100 PZ

CARATTERISTICHE (taglia M)	
Peso (gr)	3,0 +/-0,2
Spessore Palmo (mm)	0,055
Lunghezza (mm)	240
AQL	< 1.5
Superficie	Microruvida

