

C202

III CE CEM MDD
0476 0474

Pesapersona a stadera professionale

- Struttura solida e stabile
- Lettura del peso stampata su entrambi i lati
- Non richiede alimentazione o batterie
- Alta portata fino ai 220kg

CND: V0399 - Repertorio: 314195

Funzioni

Peso, misura dell'altezza, regolazione dello zero

Struttura

Struttura in metallo verniciato con leve in ghisa collegate a tirante ad asta con sistema di pesatura a equilibrio non automatico. Lettura facilitata con indicatore del peso

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pcs dimensioni W525 x L1500 x H170 mm
Peso netto 15kg. Peso lordo 17,5kg



Letture facilitate grazie all'indicatore del peso



Statimetro per misurare altezza incluso



Ruote per semplice trasporto (optional)



Blocco asta del peso

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano Pesata mm
C202	00008C	220kg	100g	W275 x L375

Accessori inclusi: statimetro telescopico 60-212cm, piedini regolabili, ruote trasporto, garanzia 1 anno

Servizi Optional	Codice
Omologazione	AOMOL
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Certificato di taratura LAT Accredia	
Estensione Garanzia 5 anni	AGAES