

# 265 & 266 & 267 ambulatori

## Colori



C27  
Blu

### Modello 265 smontabile

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno. Smontabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



### Modello 266 pieghevole

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno. Pieghevole per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



### Modello 267 smontabile

Stesse caratteristiche del mod.265 con l'aggiunta della regolazione della base in altezza sino a 150 mm (ogni 30 mm).

#### RIF. CODICE ISO

12.06.09.006  
12.06.09.130  
12.06.09.109

#### NR. REPERTORIO

40227/R



265	1170-1470	760	520	580	min. 300
266	1170-1470	760	520	580	min. 275
267	1115-1560	760	465-610	580	min. 300

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).