

# DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

## TECARTERAPIA | 14 PROGRAMMI

IL MODELLO DIACARE 5000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECARTERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 4,3" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

180 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz, 1000 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

#### Elettrodi capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni



170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di Tecarterapia DIACARE 5000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G3488** DIACARE 5000
- Cod. **G3996** DIACARE 5000 RE \*

#### \* TECARTERAPIA RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA MOLTO CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



# DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

## TECARTERAPIA | 14 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### MEDICALI

Dolore da traumi muscolari

Dolore da traumi tendinei

Traumi caviglia

Lombalgie

Dolore spalla

Sindromi algiche cervicali

Distrazioni muscolari

Patologie articolari

Artrosi ginocchio

Colpo di frusta

Sciatalgia

Ernia del disco

Sindrome del piriforme

Trattamento post-chirurgico delle fratture femorali



PROGRAMMI  
PREIMPOSTATI



TRATTAMENTI  
PULSATI



TRATTAMENTI IN  
ATERMIA



MULTIFREQUENZA



SCANSIONE AUTOMATICA  
DELLE FREQUENZE



MIOFASCIALI



MODALITÀ  
MANI LIBERE



VEICOLAZIONE  
TRANSDERMICA



RESISTIVO



CAPACITIVO



BIPOLARE



DISPLAY A COLORI



DISPLAY  
TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE A RETE



GLOBUS RECHARGE