

RP686
Rollator 4 ruote in acciaio – TETI
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito ribaltabile ed estraibile. Fornito con sedile imbottito, e bista porta oggetti in tessuto.










Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione EMDN - CND	<i>Y120609</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2451680</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.009</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.09.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>136 Kg</i>
Dimensione seduta	<i>45 x 20 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI									
Tubo	<i>Acciaio</i>								
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>								
Seduta	<i>PU</i>								
Ruote	<i>PU</i>								
DIMENSIONI									
									
RP686A	61	80-90	55	60	43	9 Kg	20	20	136 Kg
RP686B									
RP686R									
MATERIALI PRINCIPALI									

Le misure sono espresse in cm e possono variare di ± 1 cm