



**Collection Jar in Autoclavable PC with Overflow Valve System**

Vaso di raccolta in PC autoclavabile con valvola di troppo pieno

**Castors with Brake**

Ruote con Freno

**Antibacterial and Hydrophobic Filter**

Filtro antibatterico e idrofobico

**Vacuum Indicator (kPa and Bar)**

Indicatore di vuoto (kPa e Bar)

**Vacuum Regulator**

Regolatore di vuoto

**Silicone Autoclavable Tubes**

Tubi in silicone autoclavabile

# ASKIR C30

CE 0123

**ASKIR C30 is an electric suction unit for the aspiration of body liquids, oral, nasal and tracheal aspiration in adults or children. Provided with stand on 5 castors with brakes, it's suitable for hospital wards. Equipped with double jars, aspiration regulator and vacuum indicator located on the front panel. Footswitch control available upon request.**

ASKIR C30 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei (come ad esempio muco e catarro), nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Provvisto di carrello con 5 ruote con freni, è adatto per spostamenti in corsia ospedaliera. Dotato di doppio vaso di raccolta liquidi, regolatore di aspirazione e vuotometro posto sul pannello frontale. Su richiesta, controllo a pedale.

**TECHNICAL FEATURES**  
CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Motor</b> Motore	<b>Oiless and maintenance-free piston pump</b> Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)
<b>Power Feeding</b> Alimentazione standard	<b>230V-50Hz - Other configurations available upon request</b> Altri voltaggi disponibili a richiesta
<b>ISO 10079-1</b>	<b>HIGH VACUUM / HIGH FLOW</b>
<b>Max Vacuum (adjustable)</b> Vuoto massimo (regolabile)	<b>-0.80 Bar</b> <b>-80 kPa</b> <b>-600 mmHg</b>
<b>Max free air flow rate</b> Flusso libero massimo	<b>40 l/min</b>
<b>Noise Level</b> Rumorosità	<b>61,5 dB</b>
<b>Power consumption</b> Potenza assorbita	<b>110 VA</b>
<b>Fuse</b> Fusibile	<b>1 x 1.6 A 250V</b>
<b>Duty cycle</b> Funzionamento	<b>120 ON / 60 OFF</b>
<b>Weight</b> Peso	<b>Kg 6.20</b>
<b>Size</b> Dimensioni	<b>cm 32 x 99 x 30</b>
<b>Years of Warranty</b> Anni di garanzia	<b>2</b>
<b>Shipping carton</b> Imballo di spedizione	<b>1</b>
<b>Place of Manufacturing</b> Luogo di fabbricazione	<b>Italy</b>



**MAIN APPLICATIONS - UTILIZZI PRINCIPALI**

- Obstetrics** Ostetricia
- Endoscopy** Endoscopia
- General Surgery** Chirurgia Generale
- Gastroenterology** Gastroenterologia
- Dental Practice** Studio Dentistico

**SURGICAL SUCTION UNITS**

