



VARIO

Cura, conforto e flessibilità.

Il manometro ad alta precisione in cassa in pregiato ABS bianco è resistente agli urti e facile da pulire. Il grande cestino per bracciale, il confortevole tubo a spirale, la monopalla con la valvola regolabile e sensibile e ottima leggibilità della scala particolarmente grande, dotata di vetro anti-riflesso garantiscono la più alta funzionalità.

PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO DA DECENNI IL RIFERIMENTO IN QUANTO ALLA PRECISIONE E DUREVOLEZZA?

Pendant la production ? 100% Made in Germany ? ERKA. effectue un contrôle de gestion qualité, appelé couramment CGQ. Au total, celui-ci comprend 49 contrôles, de l'examen des matériaux à un test de fonctionnement complet géré à 100% par l'ordinateur afin d'assurer la perfection, sur laquelle vous pouvez compter.

PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO COSÌ PRECISI?

Lo speciale diaframma in rame-berillio e la sofisticata meccanica dell'apparecchio assicurano valori pressori costantemente precisi.

QUAL'È LA DURATA DI VITA DI UN MISURATORE MANUALE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA?

La tecnologia del doppio tubo sviluppata dalla ERKA. risparmia la membrana e garantisce la massima durata di vita anche nel caso dell'uso quotidiano! Spesso per tutta la carriera professionale.

COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA CON GLI ERKAMETER?

La protezione più sicura è l'utilizzo dei bracciali monouso, di cui noi offriamo un grande assortimento. La rinuncia all'uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica ottimizzata si uniscono all'approccio ecologico e all'efficienza.

COSA OFFRE ERKA PER AUMENTARE ANCORA LA PROTEZIONE?

Misurando con i bracciali riutilizzabili si raccomanda di utilizzare le strisce protettive igieniche ERKA. (il numero di articolo 000.04100). Queste impediscono il contatto diretto con la pelle, minimizzando in questo modo i rischi.

QUALI ALTERNATIVE OFFRE ERKA PER I BRACCIALI MONOUSO?

Grazie alle proprietà uniche della loro superficie e dei materiali utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce e accurato.

PERCHÈ LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE CON MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. È TALMENTE PIACEVOLE?

La struttura ergonomica, extra piatta e leggera dei nostri misuratori della pressione sanguigna rende la misurazione della pressione molto comoda per gli utenti.

COSA RENDE LA MISURAZIONE CON I MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. COSÌ PRECISA?

La precisione di misurazione della pressione sanguigna manuale dipende sempre dalla professionalità di chi misura. Erka vi appoggia offrendovi una valvola a vite, di una sensibilità insuperabile, che vi consente di prendere delle misure perfette.

COME POSSO EVITARE GLI ERRORI LEGGENDO I VALORI PRESSORI?

Diverse ricerche scientifiche hanno mostrato che gli errori nella lettura e nella documentazione dei valori misurati possono influenzare negativamente la qualità di misurazione della pressione sanguigna. Per questo le scale dei nostri misuratori della pressione sanguigna sono particolarmente leggibili e disponibili in diverse dimensioni. Oltre a questo, la geometria delle lancette e il design delle scale sono perfettamente accordati.

PERCHÈ UN BRACCIALE DELLA MISURA GIUSTA È COSÌ IMPORTANTE?

La scelta di un bracciale troppo grande o troppo piccolo rispetto alla circonferenza del braccio può dar luogo a una modificazione dei valori di misurazione fino a 30mmHg. Le taglie chiaramente indicate sul bracciale assicurano la scelta giusta e il maneggiamento perfetto.

COME UN BRACCIALE PUÒ ESSERE CAMBIATO IN MODO VELOCE E SEMPLICE?

Il cambio del bracciale in un istante - i nostri bracciali della serie SMART con la chiusura rapida lo rendono possibile. Già nel momento della compra di un misuratore della pressione sanguigna della serie SMART potete scegliere un set dei bracciali per avere il bracciale giusto per ogni paziente.

QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA FANNO PARTE DELLA SERIE SMART?

ERKAMETER EERKAMETER E flexERKAMETER 125 PROKobold 48 SMARTSWITCH 2.0 SMART

VALVOLA DI SCARICO

Il grande cestino per bracciale, il confortevole tubo a spirale, la monopalla con la valvola molto sensibile garantiscono la massima funzionalità.

FLESSIBILITÀ

Oltre al modello da tavolo, sono disponibili anche un modello da parete, sul cursore e su stativo.

BRACCIALI

La selezione dei bracciali ERKA. GREEN Cuff è completa. Non irritano la pelle, sono biocompatibili e molto confortevoli.

IGIENE DELLA SUPERFICIE

Il manometro ad alta precisione in cassa in pregiato ABS bianco è resistente agli urti e facile da pulire.

SCALA

Ottima leggibilità della scala particolarmente grande, dotata di vetro anti-riflesso infrangibile garantiscono la più alta funzionalità.

Vario	Taglia	Codice del prodotto
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 4	285.20481.
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 5	285.24481.
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 3	285.26481.
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 2	285.27481.
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 1	285.28481.
con GreenCuff Superb Rapid , verde	Taglia 6	285.29481.

Accessori	Taglia	Codice del prodotto
Stativo Vario	-	995.00003
Fissaggio a parete Vario	-	295.00003
Fissaggio per cursore Vario	-	295.287000
Bracciale: Green Cuff Superb Haken, verde	5	025.24281
Bracciale: Green Cuff Superb Haken, verde	4	025.20281
Bracciale: Green Cuff Superb Haken, verde	3	025.26281
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	6	025.29481
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	5	025.24481
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	4	025.20481
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	3	025.26481
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	2	025.27481
Bracciale: Green Cuff Superb Rapid, verde	1	025.28481

Pezzi di ricambio

Monopalla verde con valvola	000.20500
Monopalla verde	000.20200

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SCALA

