

eros


LETTINO EROS

Letino a cinque segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e la pediera sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifugo classe 1IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

EROS BED

Bed five sections electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means gas-piston with height adjustable and breathing hole. Leg and bust section adjustable by means gas-piston. TRENDELENBURG position. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Maximum load capacity 150 Kg well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.



colori disponibili
colours available



sistema elettrico con comandi laterali



sistema di regolazione idraulica



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Coprilettini in spugna colore blu per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour for beds width 65 / 80cm

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Eros Eros	190X65X45-90	3004
Eros a regolazione idraulica Eros with hydraulic adjustment	190X65X45-90	3004IDR
Eros con comando laterale Eros with lateral control	190X65X45-90	3004PC
Eros large Eros large	190X80X45-90	3004L
Eros large a regolazione idraulica Eros large with hydraulic adjustment	190X80X45-90	3004LIDR
Eros large con comando laterale Eros large with lateral control	190X80X45-90	3004LPC

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020