

## TERMOMETRI ECOLOGICI - SENZA MERCURIO



- 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. da 12
- 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO per termometri ecologici - conf. da 24

Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SK, GR, Arabo.

- 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO con contenitore per scarico colonna gallio - scatola singola
  - 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO con contenitore per scarico colonna gallio - espositore da 24
- Come 25551, ma dotato di contenitore per facilitare lo scarico del gallio dopo l'uso.

## TERMOMETRO WIRELESS BLUETOOTH 4.0

- 25548 TEMP SITTER - termometro pediatrico wireless

Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app Temp Sitter (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. Frequenza di aggiornamento ogni 3 sec. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella, manuale (GB, FR, IT, ES).



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
 Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili  
 Campo di misurazione: 25-45 °C (±0,05 tra 35-38,5 °C)  
 Dimensioni: 51x31,8x8,5 mm - Peso: 9,6 g - Commutabile °C/°F

## TERMOMETRI DIGITALI OMRON

- 25603 TERMOMETRO ECO TEMP BASIC - MC 246-E
- 25604 TERMOMETRO FLEX TEMP SMART - MC 343F-E



	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	25603 (Eco Basic)	25604 (Flex Smart)
Tipo di misurazione	Orale, Ascella, Rettale	Orale, Ascella, Rettale
Punta flessibile		•
Segnalatore acustico (indica quando la misurazione è completata)	•	•
Memoria	ultima lettura	ultima lettura
Selezione °C/°F	•	•
Display grande a 3 cifre	•	•
Resistenza all'acqua	•	•
Spegnimento automatico	•	•

## TERMOMETRI FRONTALI A CRISTALLI LIQUIDI

- 25599 FEVERTEST - dispenser da 10 blister
- 25596 FEVERTEST BULK - conf. ospedaliera da 100
- 25600 FEVERCONTROL - espositore da 10 blister

Termometri a cristalli liquidi riutilizzabili, atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, durevoli, facili da leggere. Indicano la temperatura in 15 sec, graduazione 0,5°C. Dispositivi medici.



## 48h FEVERMONITOR

- 25601 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 10 blister da 3 pz.

Innovativo indicatore di febbre adesivo per controllare la temperatura corporea per 48h in continuo nei bambini. Termometro a cristalli liquidi monouso, atossico, senza mercurio, sicuro, infrangibile, affidabile, facile da leggere. Indica la temperatura in 30 secondi. Dispositivo medico.

