



• 25564 TERMOMETRO DIGITALE GIMA VALUE °C - scatola punta rigida



- 25559 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C scatola 30 secondi Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB - IT)
- 25560 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C scatola appendibile
- 60 secondi GB, FR, IT, ES, PT, DGR, Arabo.
- 25565 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C scatola appendibile
- 60 secondi GB, IT, PL, SE, FI, CZ, RO, HR.
- 25561 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °F scatola appendibile
- 60 secondi (89,6-107,6 °F) GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre



• 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - scatola appendibile, impermeabile



• 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile



• 25552 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, ampio display 27x22 mm. Batteria a bottone 1,5 V



• 25553 TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola - punta flessibile, impermeabile, retroilluminato dopo le misurazioni, ampio display (27x22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica.

TERMOMETRO BABY



• 25544 TERMOMETRO DIGITALE RANA °C - scatola appendibile punta flessibile. Intervallo temperatura 32-42,9 °C (90,0-109,9°F)



TERMOMETRI DIGITALI GIMA

Disponibili in °C o °F, forniscono letture precise e rapide. Sicuri e facili da usare, con ampio display.

- intervallo temperatura: 32,0-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-5, 25552-4) 32,0-42,0°C (25558)
- precisione ±0,1°C (±0,2°F) - memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico astuccio in plastica - manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556, 25557, 25558 hanno anche PL, Arabo. Vedere colonna a fianco per 25560/61/65
- 25549 BATTERIA LR/41 1,5V conf. 20 pz. per tutti i termometri tranne 25558, 25553, 25554



• 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C/°F (commutabile) - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (27,5x12 mm). Batteria CR1632. Uso rettale/orale.



Inferiore a 37,1 °C: schermo verde.

Tra 37,2 e 37,9 °C: schermo arancione.

Tra 38,0 °C e 43,0 °C: schermo rosso

• 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C/°F (commutabile) - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, ampio display

20 SECONDI

RETROILLUMINATO



382

• 25554 TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister - punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde dopo le misurazioni, ampio schermo 29,3x15,3 mm. Indicatore di batteria scarica.

TERMOMETRO BASALE

• 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C-scatola appendibile - impermeabile 4 cifre, 2 decimali per controllo fertilità. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, FI, RO, Arabo. 4 CIFRE, 2 DECIMALI

25608