

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA



• **28920 SET POSATE**
 • **28921 SET POSATE MODELLABILI**
 Set di 4 posate in acciaio inox (coltello, forchetta, cucchiaio e cucchiaino) con spessa impugnatura in gomma striata lunga 11 cm per facilitare la presa.



• **28925 MANICO UNIVERSALE PER POSATE - conf. da 2**
 Manico per posate che si adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo una presa sicura (cucchiaio e forchetta non inclusi).



• **28966 BICCHIERE - conf. da 210**
 Bicchiere per bere in polipropilene con coperchio separato e beccuccio. Capacità: 250 ml graduato a 25 ml. Autoclavabile. Lavabile in lavastoviglie. Non adatto al microonde.




Capacità: 295 ml Diametro: 7,60 cm
 Altezza: 12,7 cm Peso: 0,27 kg

• **28967 BICCHIERE CON MANICI**
 Robusto bicchiere in plastica trasparente con due grandi manici per consentire una presa più sicura. Base molto ampia per dare al bicchiere stabilità ed evitare che si rovesci. Include un coperchio con beccuccio e foro per la cannucchia. Adatto per pazienti con controllo limitato delle mani e tremori. Il solo bicchiere è lavabile in lavastoviglie e adatto al microonde.



Diametro: 22,8 cm Profondità: 1,2 cm

• **28930 PIATTO CON BORDO INTERNO**
 Bordo alto sull'intera circonferenza del piatto per evitare che il cibo si rovesci o fuoriesca. Il bordo elevato facilita la raccolta di cibo con forchetta o cucchiaio. Plastica trasparente durevole, lavabile in lavastoviglie e adatta al microonde.



Diametro: 23 cm Altezza bordo: 2,5-5 cm

• **28931 PIATTO A BORDO ALTO**
 Piatto con bordo alto in polipropilene, con un lato più alto dell'altro per consentire di mangiare con una sola mano. Il lato più alto facilita la raccolta di cibo con una mano, senza rovesciarlo. Resistente al calore: 100-120°C. Resistente al freddo fino a -20°C.



Diametro: 22,8 cm

• **28932 PIATTO A 3 SEZIONI**
 Piatto in robusta plastica suddiviso in 3 sezioni per mantenere separati i cibi. Aiuta i pazienti con disabilità fisiche (tremori, Parkinson e via dicendo) a mangiare autonomamente.



Diametro: 22,8 cm

• **28935 BASE ANTISCIVOLO per piatti**
 Base a ventosa antiscivolo bianca con sistema sottovuoto brevettato, da applicare su una superficie piana con una leggera pressione. Mantiene fermo il piatto, consentendo ai pazienti con movimento limitato delle mani di mangiare e bere autonomamente, riducendo le fuoriuscite accidentali.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo




• **28915 SPUGNA DA BAGNO**
 Spugna leggera e morbida in polyfoam applicata ad una maniglia in plastica. Disponibile in forma sagomata.

Può contenere da una a tre chiavi. Quando non sono utilizzate, le chiavi possono essere ripiegate nell'impugnatura per essere infilate in tasca o in borsa



Lunghezza 13 cm

• **28941 AUSILIO PORTACHIAVI**
 Per aiutare le persone con limitata forza o mobilità nelle mani e nei polsi (per esempio soggette ad artrite). Le chiavi di casa e dell'auto (senza copertura in plastica) possono essere inserite nella fessura e sono trattenute da una vite.



28951

• **28951 AUSILIO APRIBARATTOLI**
 Ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni. Concentra la potenza muscolare nel punto di maggior presa.



Con copertura

• **28912 AUSILIO INFILACALZE**
 Prodotto in soffice spugna da un lato e in nylon liscio dall'altro per ridurre l'attrito, permettendo così di infilare facilmente il piede nella calza. Due prese ad anello permettono di impugnare e infilare facilmente il calzino. Ideale per le persone che hanno l'utilizzo di una sola mano o con ridotta forza o coordinazione.



• **28950 APRITUTTO**
 Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blister e scatole di vario genere. Progettato per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore.



28911

• **28911 AUSILIO PER BOTTONI E ZIP**
 Per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli, questo ausilio colloca il bottone o la cerniera nella giusta posizione. Può essere ripiegato a metà al fine di essere trasportato facilmente.



• **28906LENTE D'INGRANDIMENTO**
 Ingrandisce due volte rispetto alle dimensioni originali. Antitruo e abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo, compatta per poter essere trasportata facilmente.



• **28945 MANIGLIA PER SPESA**
 Rende meno faticoso portare le borse della spesa. Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata e costante con qualsiasi carico.