

SCHEMA TECNICA - ICON 20

| | | | |
|--|--|--|--|
| PRODUTTORE | Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska | | |
| DISTRIBUTORE | Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI) | | |
| CODICE ISO | 12.22.03.006 | | |
| REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) | RW02040CH1 - 2532695/R RW02042CH1 - 2532696/R RW02045CH1 - 2532697/R RW02047CH1 - 2532698/R | RW02050CH1 - 2532699/R RW02040CH3 - 2532700/R RW02042CH3 - 2532701/R RW02045CH3 - 2532702/R | RW02047CH3 - 2532703/R RW02050CH3 - 2532704/R |
| CND | Y122106 | | |

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta, struttura in lega di alluminio ad alta resistenza ed anticorrosione. Facile da manovrare, indicata sia per utilizzo interno che esterno, soddisfa le esigenze di mobilità ed autonomia dell'utente.

Diverse possibilità di regolazione consentono all'utente di adattare la carrozzina con soluzioni individuali di utilizzo e funzionalità.

Disponibile sia con che senza freni per accompagnatore.

| IMMAGINE ARTICOLO | DATI TECNICI |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Piatti pedana separati, in plastica con fascia ferma talloni • Braccioli ribaltabili con protezione • Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione • Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96) estraibili (quick-release - anche sulla versione con freni a tamburo), copertoni anti-foratura PU, provviste di anello corrimano di spinta • Telaio pieghevole per facilitare il trasporto in auto • Freni di stazionamento • Pedane estraibili con rotazione interna ed esterna • Larghezza seduta cm 40 – 42 – 45 – 47 – 50 cm • Portata massima Kg. 140 • Peso carrozzina Kg. 14,2 ca. (mis. 45 cm) • Dotato di cuscino removibile |

DIMENSIONI

| Peso da | Portata massima | Larghezza del sedile | Profondità del sedile | Altezza della pedana | Altezza delle maniglie di spinta misurata da terra |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 14.2 kg (larghezza del sedile 45 cm) | 140 kg (larghezza del sedile 40-50 cm) | 40-42-45-47-50 cm | 40 cm, 45 cm | 42 cm | 91 cm |

INFO UTILI

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| CODICE PRODOTTO | RW02040CH1 - 40cm RW02042CH1 - 42cm RW02045CH1 - 45cm RW02047CH1 - 47cm | RW02050CH1 - 50cm RW02040CH3 - 40cm RW02042CH3 - 42cm RW02045CH3 - 45cm | RW02047CH3 - 47cm RW02050CH3 - 50cm |
| UNITÀ CONFEZIONAMENTO | Pz. 1 | | |
| ACCESSORI | <ul style="list-style-type: none"> • Pedane elevabili • Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza • Ruotina antiribaltamento disinnescabili • Ruote per passaggi stretti | | |
| GARANZIA | 2 anni | | |

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.