

□ SEDIE DA BAGNO/DOCCIA



27730

• **27730 SEDIA DOCCIA con schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



42906

• **42906 SEDIA DOCCIA RINFORZATA con schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (42-52 cm), piedini antiscivolo. Portata: 150 kg.



42907

• **42907 SEDIA DOCCIA con braccioli e schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (41-54 cm). Portata: 100 kg.



42909

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE,
SE, GR

• **42909 SEDIA DOCCIA con schienale e seduta in PU**
Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU. Gambe di altezza regolabile. Portata: 136 kg. Peso: 4 kg.

□ SEDIA DOCCIA E COMODA

• **42913 SEDIA DOCCIA E COMODA AQ-TICA - grigio scuro/bianco**
Sedia con due funzioni, utilizzabile come comoda o come sedia da doccia. Fornita in kit, facilmente montabile senza attrezzi. Struttura antiruggine in alluminio e polipropilene. Fornito con vaschetta igienica con coperchio.



Peso: 7,1 kg
Portata: 130 kg

Braccioli e schienale rimovibili

Fori di drenaggio nella seduta

La vaschetta viene estratta dalla parte anteriore

42913

Gambe in alluminio di altezza regolabile (5 posizioni)



MADE IN FRANCE

45 cm 44-54 cm
45 cm 39 cm

□ SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE

• **42912 SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE**
Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni differenti. Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU, imbottiti e confortevoli. Braccioli rivestiti in schiuma. Pieghevole. Dimensioni della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm. Portata: 136 kg. Peso: 5,3 kg. Dim. imballo: 52,5x36xh 42,5 cm. Dim. ripiegata: 51x34,5x h 40 cm.



La leva blocca la seduta nella posizione selezionata

81-91 cm 50 cm
33,7 cm 47,5-50 cm



42912

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT,
DE, SE, GR

□ COMODA DA DOCCIA CON RUOTE

• **42915 COMODA DA DOCCIA CON RUOTE**
Sedia da doccia pieghevole a rotelle con struttura in alluminio e seduta in plastica. Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco. Dimensioni: 75x44x48 cm. Peso: 6 kg. Portata: 100 kg.




42915

75 cm 44 cm 48 cm
88 cm 37 cm 37 cm

□ SEDIA DA BAGNO GIREVOLE

• **27755 SEDIA DA BAGNO GIREVOLE**
Sedia per vasca, girevole a 360° in 4 posizioni per facilitare l'accesso. Seduta in polipropilene. Struttura in acciaio verniciato e sistema di rotazione in acciaio inox. Portata: 100 kg. Peso: 5,5 kg.



27755

79 cm
Larghezza totale

MADE IN ITALY

□ SEDUTA DA VASCA

• **42910 SEDUTA DA VASCA - regolabile**
Struttura in alluminio e seduta in plastica (41x23 cm). Portata: 100 kg.



42910

18 cm

Regolabile 73-78 cm