

# NEW EMIVAC

## ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE

Un aspiratore portatile azionato a pedale per interventi d'emergenza. Particolarmente adatto per interventi delicati come l'aspirazione tracheale ed è dotato di vaso autoclavabile da 400 mL con valvola di sicurezza di troppo pieno.

### CARATTERISTICHE



#### Progettato per le emergenze

Facile da utilizzare in qualsiasi condizione anche quando non è disponibile l'alimentazione elettrica.



#### Piccolo e maneggevole

Può essere posizionato ovunque e facilmente spostato.



#### Materiali di alta qualità

Telaio realizzato in plastica resistente.



#### Accessori durevoli

Gli accessori sono realizzati in materiali resistenti ed autoclavabili per garantire sicurezza ed igiene nel tempo.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

#### VASO

+ Sistema valvole di troppo pieno

#### TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 6x10 mm x 13 cm) + 1 tubo paziente (140 cm).

#### CONNETTORE CONICO

ø 8-9-10 mm.

#### FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

### CODICI

#### RE 310300

+ Vaso autoclavabile (Makrolon 121°C) 400 mL



### APPLICAZIONI

CE 0123

EMERGENZA	AMBULANZA
OSPEDALI DA CAMPO	OSTETRICIA

### DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	Manuale (a pedale)
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Medio vuoto - 22 L/min
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,40 bar -40 kPa -300 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	26 L/min
FUNZIONAMENTO	a pedale
PESO	2,70 kg
DIMENSIONE	22 x 16 x 8 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	6 unità