

# NEW 400 HOSPIVAC

## ASPIRATORE CHIRURGICO SU RUOTE

L'aspiratore più performante dell'intera linea Ca-mi. Dispositivo indicato per l'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa durante o successivamente l'intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. Plancia comandi semplice e intuitiva e ampia varietà di configurazioni e accessori.

### CARATTERISTICHE



#### Funzionamento non-stop

Al fine di garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



#### Deviatore elettronico

Cambia automaticamente il vaso in uso durante l'aspirazione.



#### Tripla sicurezza

3 sistemi di protezione contro l'ingresso di liquido all'interno dell'aspiratore



#### Barra multiuso

Aumenta la versatilità degli aspiratori rendendo estremamente facile e veloce l'utilizzo con accessori differenti

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

#### Configurazione Basic

##### 2 VASI AUTOCLAVABILI O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

##### TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 8x14 mm x 18 cm) + 1 tubo paziente (150 cm).

##### 1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

##### TRAPPOLA DI SICUREZZA

220 mL.

##### CONNETTORE CONICO

ø 10-11-12 mm.

##### ANELLI PORTAVASO

3 dimensioni a seconda del modello.

##### CAVO ALIMENTAZIONE

con spina Schuko.

#### Configurazione Foot Switch (FS)

TUTTI GLI ACCESSORI BASIC

##### + COMANDO A PEDALE

con funzionamento continuo o intermittente.

##### +1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

##### + DEVIATORE ELETTRONICO



### APPLICAZIONI

CE 0123

NEUROCHIRURGIA	OSTETRICIA
SALA OPERATORIA	CHIRURGIA GENERALE
ODONTOIATRIA	GINECOLOGIA

### DATI TECNICI

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,90 bar -90 kPa -675 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	90 L/min
RUMOROSITÀ	46,4 dB(A)
FUNZIONAMENTO	Continuo
PESO	20,0 kg
DIMENSIONE	46 x 42 x 85 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	1 unità

CONFIGURAZIONI PRODOTTO > vedi tabella riassuntiva