

<b>SKU</b>	AR27487
<b>Nome</b>	Tavolino serviletto elite
<b>Brand</b>	GIMA
<b>EAN-13</b>	8023279274875
<b>Descrizione</b>	<p>TAVOLINO SERVILETTO ELITE</p> <p>Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.</p> <p>Dimensioni: 800x400xh 615-905 mm.          Carico max: 25 kg.          Peso: 11,5 kg.          Dimensioni dell'imballaggio: 820x90x430 mm</p> <p>Fornito smontato.</p> <p>Ripiano in pannello di fibra a media densità (MDF - Medium Density Fibreboard) 800x400 mm          Altezza regolabile (615-905 mm)          Struttura in acciaio          Manovella pieghevole          Rotelle Ø 16 mm</p> <p>1 pz.</p>

