

ISIN-525H

Tampone autodiagnostico covid e influenza

Nome Prodotto	Tampone autodiagnostico per covid e influenza
Descrizione	Test rapido per la rilevazione qualitativa di antigeni della proteina nucleocapside di SARS-CoV-2 e delle nucleoproteine dell'influenza A e dell'influenza B nei campioni di tampone nasale. Il test è destinato all'uso in soggetti sintomatici/asintomatici con sospetta infezione da COVID-19 e/o influenza A/B. I risultati indicano la rilevazione di antigeni della proteina nucleocapside di SARS-CoV-2 e delle nucleoproteine dell'influenza A e B. Un antigene è generalmente rilevabile nei campioni delle vie respiratori superiori durante la fase acuta dell'infezione.
Codice	ISIN-525H
Codice certificazione	CE 1434
Materiale	--
Colore	--
Codice BD/RDM	2264153
Pezzi per box	400 pz
Destinazione Uso	vd. Manuale d'uso
Confezionamento	1 pz
Origine	Cina
Società fornitrice	
Cod. EAN kit box	6936983105422
Minsan Cod. base 10	985573498
Minsan Cod. base 32	XCXB3U

