

DATI TECNICI / technical sheet	PAIA DI GUANTI COPOLIMERO
	<i>pair of copolymer gloves</i>

STERILE Gamma ray

93/42/CE
2007/47/CE

MATERIALI / components

1	2 GUANTI IN COPOLIMERO <i>gloves</i>	COPOLIMERO <i>copolymer</i>
2	SUPPORTO GUANTO <i>gloves anchor</i>	CARTA <i>paper</i>
3	INVOLUCRO <i>bag</i>	CARTA/FILM PER STERILIZZAZIONE <i>film/paper for sterilization</i>



cod : GUA168 Mis M size Medium

LATEX FREE

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy	22/10/18
---	-----------------