

# NEW 350 HOSPIVAC

## ASPIRATORE CHIRURGICO SU RUOTE

Dispositivo indicato per l'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa durante o successivamente l'intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. Plancia comandi semplice e intuitiva e ampia varietà di configurazioni e accessori.

### CARATTERISTICHE



#### Funzionamento non-stop

Al fine di garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



#### Deviatore elettronico

Cambia automaticamente il vaso in uso durante l'aspirazione.



#### Tripla sicurezza

3 sistemi di protezione contro l'ingresso di liquido all'interno dell'aspiratore



#### Barra multiuso

Aumenta la versatilità degli aspiratori rendendo estremamente facile e veloce l'utilizzo con accessori differenti

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

#### Configurazione Basic

##### 2 VASI AUTOCLAVABILI O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

##### TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 8x14 mm x 18 cm) + 1 tubo paziente (150 cm).

##### 1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

##### TRAPPOLA DI SICUREZZA

220 mL.

##### CONNETTORE CONICO

ø 10-11-12 mm.

##### ANELLI PORTAVASO

3 dimensioni a seconda del modello.

##### CAVO ALIMENTAZIONE

con spina Schuko.

#### Configurazione Foot Switch (FS)

TUTTI GLI ACCESSORI BASIC

##### + COMANDO A PEDALE

con funzionamento continuo o intermittente.

#### Configurazione Full

TUTTI GLI ACCESSORI FOOT SWITCH

##### +1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

##### + DEVIATORE ELETTRONICO

da un vaso all'altro.



### APPLICAZIONI

CE 0123

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| NEUROCHIRURGIA  | OSTETRICIA         |
| SALA OPERATORIA | CHIRURGIA GENERALE |
| ODONTOIATRIA    | GINECOLOGIA        |

### DATI TECNICI

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| MOTORE                       | Pompa a pistone a secco           |
| ALIMENTAZIONE                | 230 V / 50 Hz                     |
| CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1  | Alto Vuoto / Alto Flusso          |
| ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE) | -0,90 bar<br>-90 kPa<br>-675 mmHg |
| FLUSSO D'ARIA LIBERO         | 60 L/min                          |
| RUMOROSITÀ                   | 51,7 dB(A)                        |
| FUNZIONAMENTO                | Continuo                          |
| PESO                         | 13,0 kg                           |
| DIMENSIONE                   | 46 x 42 x 85 cm                   |
| GARANZIA                     | 2 anni                            |
| CARTONE                      | 1 unità                           |

CONFIGURAZIONI PRODOTTO > vedi tabella riassuntiva