

Eagle 620 & 625

Colori



Bianco

Questo solleva malati è stato concepito per portare un reale aiuto al paziente durante il trasferimento, ma anche per chi lo assiste durante la manovra.

Eagle 620 e Eagle 625 sono dotati di motore Linak HB7X alimentato da una batteria con autonomia di 45 sollevamenti per carica.



Accessorio: pesa persone

Portata massima:
Eagle 620 : 150 kg
Eagle 625 : 175 kg

Modello pieghevole, di facile stoccaggio

RIF. CODICE ISO
12.36.03.006

NR. REPERTORIO
406495/R



620
625

1740
1840

1115
1290

550
680


1035
1225

580-1600
650-1730

480
480

37
42

150
175




Tutto è previsto affinché funzionalità, sicurezza e affidabilità siano concentrati nel sollevatore Eagle.

Imbragature

IMBRAGATURA IGIENE

Disponibile nelle misure M - L - XL (misure in mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



IMBRAGATURA COMFORT

Disponibile nelle misure M - L - XL (misure in mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



IMBRAGATURA STANDARD

Disponibile nelle misure M - L - XL (misure in mm)

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



Ruote da 100 mm alta qualità favoriscono una perfetta manovrabilità a domicilio.