

CASCHETTO "PROTECTOR" OP-DOP CON 3+1 VISIERE

• 25642 CASCHETTO PROTECTOR - bianco

Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:

Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile

Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere

Praticità: visiera riutilizzabile e sostituibile


Ottima qualità visiva.

Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto d'aria evita l'appannamento. Fornito con 3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.

• 25643 KIT VISIERE PROTECTOR

Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.

MADE IN THE USA



25643



25642

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR.



MASCHERE PROTETTIVE

MASCHERE PROTETTIVE

Caratteristiche innovative

- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante sia internamente sia esternamente
- protezione totale del viso contro goccioline e spruzzi

Materiali di alta qualità

- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in materiale plastico
- supporto morbido in schiuma anallergica intercambiabile
- maschera in acetato termoformato antiappannante

Facili e comode da usare

- banda elastica regolabile con fissaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista

Codice GIMA	MASCHERE PROTETTIVE	Minimo vendita
25656	MASCHERA PROTETTIVA	1
25668	MASCHERA PROTETTIVA	1
25669	MASCHERA DI RICAMBIO per 25668	conf. da 5

Schermo antiappannante spessore 0,5 mm



Classe II EN 166-167-168 U1SN



25656



25668

25656

Maschera con rotazione a 90°



Schermo antiappannante spessore 0,5 mm

25668

SCHERMI PROTETTIVI GIMA

• 30846 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo fisso

• 30843 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo sollevabile

Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose in completa sicurezza. Igienizzabile, ha una misura universale ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura simil-velcro e all'imbottitura morbida intercambiabile. Idoneo


per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli occhiali, offre un'ampia visione periferica.

Lo schermo protettivo GIMA è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).

Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.

• 30847 IMBOTTITURA FRONTALE PER 30843, 30846 - ricambio

MADE IN ITALY



240 mm

180 mm



0426

30843 Peso 125 g
30846

30843
30846

30843
Schermo sollevabile



Imbottitura frontale intercambiabile

30846

SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

• 25662 SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

Schermo facciale protettivo monouso in pellicola idrofila antiappannante.

La visiera trasparente e liscia consente di mantenere il contatto visivo proteggendo l'intero volto dalla potenziale contaminazione da parte di patogeni presenti nel sangue, fluidi o spruzzi di materiali chimici nocivi. Dotato di striscia in spugna e banda elastica.

Dimensioni: 330x220 mm.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.



25662

Striscia di spugna: 270x35x35 mm
Banda elastica: 12 mm

