

SKU	AS28283
Nome	Aspiratore mini aspeed evo battery - 1 litro per ambulanza
Brand	GIMA
EAN-13	8033717011306
CND	Z120105
BD/RDM	1758469
Descrizione	<p>ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze</p> <p>Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona con alimentazione a 12V, con batterie ricaricabili incorporate o direttamente da rete elettrica (funzionamento continuo 110-230 V) durante la ricarica delle batterie.</p> <p>Autonomia 45 min. con batterie a piena carica.</p> <p>Made in Italy.</p> <p>1 pz.</p>
Caratteristiche tecniche	<p>Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28A</p> <p>Consumo: max 50 W</p> <p>Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore</p> <p>Dimensioni: 134x378xh 263 mm</p> <p>Peso: 5 kg</p> <p>Capienza del vaso: 1 l</p> <p>Flusso: 30 litri/min</p> <p>Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m</p> <p>Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)</p> <p>Aspirazione max: 0 ± 85 kPa</p> <p>Norme: DDM 93/42/CEE (Classe IIa - allegato IX) EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)</p> <p>UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971</p> <p>Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP21</p> <p>Classe IIa - Tipo BF</p>
Dotazione	<p>Vaso 1 l autoclavabile con valvola di sicurezza</p> <p>2 filtri antibatterici idrofobici</p> <p>Cannula sterile monouso CH14</p> <p>Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES</p> <p>Regolatore manuale sterile monouso</p> <p>Cavo di alimentazione - 2 m</p> <p>Sacca monouso in silicone 1 l</p> <p>Borsa a tracolla per il trasporto</p> <p>Staffa di supporto per ambulanza</p> <p>Caricabatteria multitensione</p> <p>Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm</p>

