

**RP545** | **Rollator 4 ruote – OCEANO 2.0**
**Destinazione d'uso**

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31120
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	Y120609
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2417822
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.06.09.009
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.06.09.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	136 Kg
<b>Dimensione seduta</b>	45 x 20 Cm
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	Alluminio
<b>Impugnatura</b>	Polipropilene
<b>Ruote</b>	PVC

DIMENSIONI										
Misure in cm										
<b>RP545</b>	69	79÷92	54	62	47	27	7,6	20	20	Portata MAX 136