ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA - 2 PROGRAMMI

• Biostimolazione Gestione dolori (E 0068

28298

• 28298 ORTHOMAG kit magnetoterapia a bassa frequenza Dispositivo professionale di magnetoterapia a bassa frequenza (CEMP) utilizzabile ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti ossei, i problemi alle articolazioni

e i dolori generici. Fino a 25 Gauss per programma. Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), magnete per test di emissione, 2 fasce elastiche (S e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, IT, ES).





MAG 700 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

Fornito con cintura elastica per terapia con

• 28296 MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale - 11 programmi Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a domicilio. MAG 700 offre un risultato professionale di alto livello ed è utile per il trattamento di numerose patologie. I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di funzionamento (da 5 a 20 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 70 Gauss.

Le freguenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz.

2 solenoidi, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.

(E 0068 28296



11 PROGRAMMI 7 programmi 3 frequenze pre-impostati Osteoartrosi

Osteoporosi Artrite Fratture Dolori articolari Dolori muscolari

5 Hz 10 Hz 20 Hz Autoscansione Autoscansione

MAG 1000 magnetoterapia alta frequenza <u>- 20 programmi</u>



• 28338 MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta freguenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe IIa.

28338

20 PROGRAMMI Artrite-Artrosi Reumatismi Protesi-dolori articolari Ernia del disco

Dolori muscolari Osteoporos Fratture Distorsioni Lussazioni

Ecchimosi Mialgia Tendinite Ematomi Epicondilite **Epitrocleite** Lombalgia Contratture muscolari

Applicazione media 2h Applicazione lunga 4h

MATERASSO TAP2000 PER MAGNETOTERAPIA

• 28339 MATERASSO TAP 2000 PER MAGNETOTERAPIA per MAG 2000

TAP 2000 è un materasso che misura 40×40 cm ed è dotato di 2 cavi, ciascuno con 3 solenoidi (in totale 6 solenoidi), ideale per trattamenti di magnetoterapia. Compatibile con dispositivi a campi elettromagnetici pulsati ad alta intensità/bassa frequenza:

MAG 2000, MAG 2000 Plus e MAG 2000 Premium. Fornito con cavo di connessione e manuale.

Dispositivo medico di Classe I.

CE

28339

