MAG_2000 MAGNETOTERAPIA CEMP BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

• 28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali - 300 Gauss

• 28311 MAG 2000 PLUS MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali - 400 Gauss Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale. 35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento di numerose patologie, 14 programmi identificati dalla frequenza

di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Consente di archiviare fino a 10 memorie, utente, scegliendo la freguenza fino a 120 Hz, l'intensità e la durata

della terapia: un supporto ottimale per i professionisti che necessitano di un programma specifico per ogni paziente. Possibilità di impostare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 300 Gauss (150 Gauss per canale) per MAG 2000 o fino a 400 Gauss (200 Gauss per

canale) per MAG 2000 Plus per trattare facilmente le diverse parti del corpo mediante fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi. Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi, un paio di solenoidi professionali (solo 28311),

alimentatore, borsa per il trasporto e manuale (GB, FR, IT, ES, DE).

• 28299 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - verde - ricambio

Cintura con cavo con 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza.

• 28316 COPPIA DI SOLENOIDI PROFESSIONALI

Coppia di solenoidi professionali Ø 11 cm per magnetoterapia ad alta intensità.

35 PROGRAMMI (28300) - 45 PROGRAMMI (28311) 20 programmi pre-impostati 14 frequenze+Autoscan Contusioni intercostali Osteoporosi 1 Hz Artrosi Lombalgia 3 Hz 60 Hz Artrite Artrosi del ginocchio 5 Hz 70 Hz Artrosi cervicale Mal di schiena 10 Hz 80 Hz Dolori articolari Artrosi della spalla 15 Hz 90 Hz Cervicalgie Periatrite 20 Hz 100 Hz Distorsioni Coxartrosi 30 Hz Autoscansione Fratture Atrofie muscolari 40 Hz **Epicondilite** Contratture muscolari 10 memorie (solo 28311)

Osteonecrosi

Coppia di solenoidi

professional

MAG 3000 magnetoterapia cemp bassa frequenza, alta intensità



C E 0068

Dimensioni.

28300

28314

180x110x50 mn

• 28314 MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali Dispositivo medico certificato per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP), consigliabile per il trattamento del ritardo di consolidamento, dell'osteoporosi, degli edemi ossei, dell'osteonecrosi, nonché delle ulcere e delle neuropatie.

Grazie all'elevata intensità del campo magnetico, è idoneo anche per il trattamento delle fratture ossee anche in presenza di fasciature rigide o ingessature.

- due canali indipendenti
- schermo a colori
- intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale
- frequenza da 1 a 100 Hz
- 41 programmi disponibili
- possibilità di gestire contemporaneamente due trattamenti impostando orari e programmi diversi (doppio utente)

Epitrocleite

- lista degli ultimi 10 programmi usati Per terapie professionali (medici, terapisti, ecc.) e domiciliari.

Potenza di funzionamento 110-240 V.

• 28315 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - azzurra - ricambio Cintura con cavo con 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza.

• 28316 COPPIA DI SOLENOIDI PROFESSIONALI

Coppia di solenoidi professionali Ø 11 cm per magnetoterapia ad alta intensità.

DOTAZIONE STANDARD

Applicatore cintura a 3 solenoidi alimentatore medicale Manuale utente (GB, FR, IT, ES)* magnete per verifica funzionamento terapia Borsa per il trasporto Tre strisce in tessuto non tessuto 15x150 cm *su richiesta DE

41 PROGRAMMI

Osteoporosi Artrosi Artrite Artrosi cervicale Dolori articolari Cervicalgie Dolore cronico Fratture Epicondilite **Epitrocleite** Pseudoartrosi Lombalgia Dolore lomb-sacrale Artrosi spalla

Artrosi ginocchio Periartrite scapolo-omerale Coxartrosi Atrofie muscolari Trattamento muscolare Osteonecrosi Algodistrofia Lesione cartilaginea Lesione legamento Edema osseo Tendinite Condropatia Antinfiammatorio Colpo di frusta

Cicatrizzazione Ulcere cutanee Discopatia Mialgia Neuropatia Strappo muscolare Crampo muscolare Rizartrosi Sindrome da impingement Tunnel carpale Protesi titanio Cuffia dei rotatori Tunnel tarsale

Cintura elastica

28311

per terapia

OSTEOMAT: MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA

• 28318 MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA OSTEOMAT


Osteomat è costituito da 4 settori attivi, ciascuno dei quali contiene 2 solenoidi, per un totale di 8 solenoidi professionali. Soluzione ideale per il trattamento totale del corpo in un'unica sessione, grazie alla facilità d'impiego e all'estrema flessibilità.

La configurazione di Osteomat stimola le aree corporee (spalle, schiena, bacino) più colpite dalla riduzione della massa ossea, tipica dell'osteoporosi.

Idoneo per MAG 2000,

MAG 2000 PLUS, MAG 3000 e per i modelli LaMagneto. Fornito con copertura in tessuto non tessuto (confezione da 2 pezzi).

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per pazienti attivi che non sopportano terapie lunghe con la fascia terapeutica e preferiscono la terapia notturna



Manuale GB, FR, IT, ES