

edo

LETTINO EDO

Letto a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

EDO BED

Two sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Maximum load capacity 150 Kg, well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.





sistema elettrico con comandi laterali



sistema di regolazione idraulica

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Edo Edo	190X65X45-90	3000
Edo a regolazione idraulica Edo with hydraulic adjustment	190X65X45-90	3000IDR
Edo con comando laterale Edo with lateral control	190X65X45-90	3000PC
Edo large Edo large	190X80X45-90	3000L
Edo large a regolazione idraulica Edo large with hydraulic adjustment	190X80X45-90	3000LIDR
Edo large con comando laterale Edo large with lateral control	190X80X45-90	3000LPC


 Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge

 Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds

 Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser

 Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

 Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020

OPTIONALS