



CARRELLO EMERGENZA 8704 dim mm 770x600x1010 h



MEDI CARR srl - Via Ambrosoli, 12/A - 42021 Barco di Bibbiano (RE) Tel. 0522 1693450 - info@medicarr.it



STRUTTURA portante realizzata in tubolari verniciati a polveri
PIANTONI frontali, fianchi e retro in **alluminio** verniciato a polveri
il carrello è caratterizzato da linee arrotondate, garantisce la massima stabilità e offre un'ottima manovrabilità e affidabilità

VANO FRONTALE attrezzato con cassette in materiale plastico stampato ad iniezione con bordi arrotondati, con maniglie in materiale plastico e complete di portaetichette

CASSETTI scorrevoli su guide ad estrazione totale con richiamo di chiusura e sistema di sganciamento a levetta

La chiusura cassette è ottenuta con sigillo monouso

FIANCO DESTRO **con portarifiuti**

TOP SUPERIORE realizzato in materiale plastico termoformato completo di 3 bordi di contenimento facilmente lavabile

Predisposizione sugli angoli posteriori del top per l' inserimento delle strutture portaccessori

BASAMENTO con paracolpi laterali completo di 4 ruote diam. mm 125 di cui 2 con freno e 2 girevoli

Pianetto laterale estraibile

CASSETTI: N. 3 mm H. 88
N. 1 mm H. 176
N. 1 mm H. 264

ACCESSORI

1 asta flebo inox regolabile da 1350 a 2400 mm

1 piano portadefibrillatore in policarbonato

1 porta bombola

1 lastra massaggio cardiaco in policarbonato

1 portasonde

