

Programmi ultrasuoni

Estetica e Benessere

Simbolo "#" pr. T.E.L.I.

1 CELLULITE GLUTEI
2 # CELLULITE GLUTEI
3 CELLULITE ADDOME
4 # CELLULITE ADDOME
5 CELLULITE ARTI INFERIORI
6 # CELLULITE ARTI INFERIORI
7 CELLULITE ARTI SUPERIORI
8 # CELLULITE ARTI SUPERIORI
9 TESSUTO ADIPOSO
10 # TESSUTO ADIPOSO
11 TONIFICAZIONE TESSUTI
12 # TONIFICAZIONE TESSUTI
13 ESTERNO BRACCIA URTO
14 ESTERNO BRACCIA MODELLANTE
15 ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
16 # ESTERNO BRACCIA URTO
17 # ESTERNO BRACCIA MODELLANTE
18 # ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
19 INTERNO BRACCIA URTO
20 INTERNO BRACCIA MODELLANTE
21 INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
22 # INTERNO BRACCIA URTO
23 # INTERNO BRACCIA MODELLANTE
24 # INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
25 FIANCHI E SCHIENA URTO
26 FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE
27 FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO
28 # FIANCHI E SCHIENA URTO
29 # FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE
30 # FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO
31 ADDOME URTO
32 ADDOME MODELLANTE
33 ADDOME MANTENIMENTO
34 # ADDOME URTO
35 # ADDOME MODELLANTE
36 # ADDOME MANTENIMENTO
37 CULOTTES CHEVAL URTO
38 CULOTTES CHEVAL MODELLANTE
39 CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO
40 # CULOTTES CHEVAL URTO
41 # CULOTTES CHEVAL MODELLANTE
42 # CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO
43 GLUTEI URTO
44 GLUTEI MODELLANTE
45 GLUTEI MANTENIMENTO
46 # GLUTEI URTO
47 # GLUTEI MODELLANTE
48 # GLUTEI MANTENIMENTO
49 ESTERNO COSCE URTO
50 ESTERNO COSCE MODELLANTE
51 ESTERNO COSCE MANTENIMENTO
52 # ESTERNO COSCE URTO
53 # ESTERNO COSCE MODELLANTE
54 # ESTERNO COSCE MANTENIMENTO
55 INTERNO COSCE URTO
56 INTERNO COSCE MODELLANTE
57 INTERNO COSCE MANTENIMENTO
58 # INTERNO COSCE URTO
59 # INTERNO COSCE MODELLANTE
60 # INTERNO COSCE MANTENIMENTO
61 GINOCCHIA URTO
62 GINOCCHIA MODELLANTE
63 GINOCCHIA MANTENIMENTO
64 # GINOCCHIA URTO
65 # GINOCCHIA MODELLANTE
66 # GINOCCHIA MANTENIMENTO
67 INTERNO GINOCCHIA URTO
68 INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
69 INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO
70 # INTERNO GINOCCHIA URTO
71 # INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
72 # INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO

Estetica e Benessere

Simbolo "#" pr. T.E.L.I.

73 POLPACCI URTO
74 POLPACCI MODELLANTE
75 POLPACCI MANTENIMENTO
76 # POLPACCI URTO
77 # POLPACCI MODELLANTE
78 # POLPACCI MANTENIMENTO
79 PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
80 PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
81 PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
82 # PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
83 # PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
84 # PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
85 PELLE RUVIDA RIATTIVANTE
86 PELLE RUVIDA LEVIGANTE
87 PELLE RUVIDA MANTENIMENTO
88 # PELLE RUVIDA RIATTIVANTE
89 # PELLE RUVIDA LEVIGANTE
90 # PELLE RUVIDA MANTENIMENTO
91 SMAGLIATURE
92 # SMAGLIATURE
93 CICATRICI
94 # CICATRICI
95 MACCHIE DELLA PELLE
96 # MACCHIE DELLA PELLE
97 VENE VARICOSE
98 # VENE VARICOSE
99 VISO ESFOLIANTE
100 VISO MASSAGGIO
101 VISO LEVIGANTE
102 # VISO ESFOLIANTE
103 # VISO MASSAGGIO
104 # VISO LEVIGANTE
105 VISO AZIONE ANTI-AGE
106 # VISO AZIONE ANTI-AGE
107 VISO CONTORNO OCCHI
108 # VISO CONTORNO OCCHI
109 VISO TONIFICANTE
110 # VISO TONIFICANTE
111 COLLO TONIFICANTE
112 # COLLO TONIFICANTE
113 COLLO ANTIRUGHE
114 # COLLO ANTIRUGHE
115 DÉCOLLETÉ TONIFICANTE
116 # DÉCOLLETÉ TONIFICANTE
117 DÉCOLLETÉ ANTIRUGHE
118 # DÉCOLLETÉ ANTIRUGHE
119 DOPPIO MENTO RIDUZIONE
120 # DOPPIO MENTO RIDUZIONE
121 ACNE E BRUFOLI
122 # ACNE E BRUFOLI
123 TRATTAMENTO COUPEROSE
124 # TRATTAMENTO COUPEROSE
125 CUIOIO CAPELLUTO STIMOLANTE
126 CUIOIO CAPELLUTO PULIZIA
127 CUIOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
128 # CUIOIO CAPELLUTO STIMOLANTE
129 # CUIOIO CAPELLUTO PULIZIA
130 # CUIOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
131 VEICOLANTE ALTO
132 VEICOLANTE MEDIO
133 VEICOLANTE BASSO
134 # VEICOLANTE ALTO
135 # VEICOLANTE MEDIO
136 # VEICOLANTE BASSO
137 UOMO URTO
138 UOMO MODELLANTE
139 UOMO MANTENIMENTO
140 # UOMO URTO
141 # UOMO MODELLANTE
142 # UOMO MANTENIMENTO

Terapia

Simbolo "#" pr. T.E.L.I.

143 DOLORE
144 # DOLORE
145 DOLORE - CERVICALGIA
146 # DOLORE - CERVICALGIA
147 DOLORE - LOMBALGIA
148 # DOLORE - LOMBALGIA
149 ARTROSI ARTI SUPERIORI
150 # ARTROSI ARTI SUPERIORI
151 ARTROSI ARTI INFERIORI
152 # ARTROSI ARTI INFERIORI
153 PERIARTRITE ARTI SUPERIORI
154 # PERIARTRITE ARTI SUPERIORI
155 PERIARTRITE ARTI INFERIORI
156 # PERIARTRITE ARTI INFERIORI
157 EPICONDILITE
158 # EPICONDILITE
159 TEST MANIPOLO

T.E.L.I.™

I programmi T.E.L.I.™ sono una nuova modalità di emissione che offre una combinazione bilanciata di frequenza, potenza e Duty Cycle. Permettono di effettuare trattamenti di durata maggiore (20 minuti) rispetto ai programmi standard (10/12 minuti). La ridotta intensità e il **tempo prolungato** favoriscono una migliore penetrazione dell'onda sonora nei tessuti e, di conseguenza, un maggiore assorbimento di principi attivi contenuti in gel o creme **potenziandone l'efficacia** che risulterà più duratura.