

NEW ASKIR 30 PROXIMITY

ASPIRATORE CHIRURGICO DA TAVOLO

Dispositivo per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio. **La funzione PROXIMITY permette l'accensione e lo spegnimento senza contatto tramite un sensore ad infrarossi ed evita la contaminazione incrociata.**

CARATTERISTICHE



Funzionamento non-stop

Per garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



Piccolo e performante

Grazie al suo potente motore può raggiungere una potenza di vuoto massima di -0,80 Bar.



Materiali di alta qualità

Telaio realizzato in plastica resistente VO (UL94) ABS.



Accessori durevoli

Realizzati in materiali resistenti ed autoclavabili per garantire sicurezza ed igiene nel tempo.



Sensore Proximity

Grazie a questa tecnologia il dispositivo può essere facilmente acceso o spento senza contatto.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

VASO AUTOCLAVABILE O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 6x10 mm x 13 cm) + 1 tubo paziente (140 cm).

CONNETTORE CONICO

ø 8-9-10 mm.

FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

CANNULA CH20

CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SCHUKO

CODICI

RE 310100/55

+ Vaso autoclavabile (Makrolon 121°C) 1000 mL

RE 310100/77

+ Vaso autoclavabile (Makrolon 121°C) 2000 mL

RE 310101/07

+ Vaso per Liner Flovac® 1000 mL

RE 310101/08

+ Vaso per Liner Flovac® 2000 mL

ALTRE CONFIGURAZIONI PRODOTTO A P. 99



APPLICAZIONI

CE 0123

HOME-CARE

CHIRURGIA GENERALE

VETERINARIA

ENDOSCOPIA

CORSIA

GASTROENTEROLOGIA

OSTETRICIA

DATI TECNICI

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	40 L/min
RUMOROSITÀ	60,5 dB
FUNZIONAMENTO	Continuo
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP21
PESO	3.60 kg
DIMENSIONE	35 x 18 x 21 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	2 unità