

## ASTA PORTAFLEBO IN ACCIAIO

**Ref. SO-10**



### Descrizione

Asta portaflebo in acciaio, composta da quattro ganci per sostenere sacche per flebo e due tubolari coassiali. Il tubolare superiore è regolabile in altezza tramite una ghiera di bloccaggio.

La base, in alluminio, è costituita da cinque razze dotate di ruote piroettanti, con sistema frenante, che consentono di movimentare agevolmente l'asta portaflebo e di trasportare sacche per liquidi, destinate al paziente.

### Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per il sostegno di sacche, utilizzate per infusione o per la raccolta di liquidi, destinate al paziente.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123099	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	166766/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	n/a	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI EN ISO 9001:2008	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI CEI EN ISO 13485:2012	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2009	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Caratteristiche Tecniche

Altezza regolabile	Min: 120 cm Max: 215 cm
Diametro della base	70 cm
Diametro tubolari	Tratto superiore: 19 mm Tratto inferiore: 25 mm
Diametro ruote	50 mm
Materiale	Tubolari e ganci: acciaio inox cromato Base: alluminio Ruote: materiale plastico
Colore	Struttura metallica: grigio Ruote: nero
Peso	2 kg
Portata	2 kg per singolo gancio
Portata totale massima	5 kg
Numero ganci	4
Numero razze e ruote	5
Sistema di bloccaggio ruote	Blocco di stazionamento su 2 ruote
Sistema di bloccaggio tubolari	Ghiera metallica

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SO-10	Asta portaflebo in acciaio a 4 ganci	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
S01-A	Portaflebo a 4 ganci	1
S0-2A	Ghiera di regolazione dell'asta portaflebo	1
S010-A	Regolatore di altezza portaflebo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

