



NEW POCKET SONOVIT

E' il nuovissimo apparecchio professionale per terapia fisica e cavitazione estetica, caratterizzato dalla semplicità d'uso e dalla versatilità nelle applicazioni. La testina in dotazione e l'apparecchio, infatti, possono erogare le vibrazioni per effettuare numerose applicazioni terapeutiche a contatto diretto o indiretto (ad immersione). New Pocket SONOVIT contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni; funziona a corrente elettrica e con una batteria interna ricaricabile. New Pocket SONOVIT è dotato di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

FISIOTERAPIA

- Atrofia ossea
- Callo osseo
- Osteite e periostite
- Ritardi di ossificazione
- Artriti/artrosi
- Rigidità articolari
- Distorsioni
- Lombalgia
- Mialgie
- Spasmi
- Strappi muscolari
- Contratture
- Contusioni
- Tenosinoviti
- Epicondilite
- Periartriti
- Borsiti
- Tendinite
- Cicatrizzazione

ESTETICI A CAVITAZIONE

- Dimagrimento locale e diffuso
- Linfodrenaggio locale e diffuso
- Cellulite compatta/flaccida/locale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno

Numero canali d'uscita: 1

Numero programmi: (20 fisio+10 estetici) preimpostati + 10 liberi

Frequenza (Hz): 1/3 MHz

Emissione: continua/modulata (1/2, 1/5, 1/10)

Larghezza impulsi: 500ms, 200ms, 100ms

Potenza emessa: 3 W/cm²

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- Manipolo diametro 45 mm
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- manuale d'uso con foto applicazioni