

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 09.04.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>STA110</b>	<b>Fodero ignifugo in poliestere e poliuretano per materassi antidecubito</b>
---------------	---

**Destinazione d'uso**

Accessorio per dispositivi destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

**Caratteristiche principali**

Fodero Ignifugo in poliestere e poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35228
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y033306
<b>RDM</b>	1674421

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Esterno</b>	42% Poliestere e 58% Poliuretano
<b>Peso</b>	Peso: 125 gr/m2 +/- 10 gr/m2

**VARIANTI**

<b>Codice</b>	<b>Dimensioni</b>
STA110/1	190 x 85 x 14 Cm
STA110/2	190 x 120 x 14 Cm
STA110/3	63 x 85 x 12,5 Cm
STA110/4	63 x 85 x 14 Cm
STA110/5	63 x 120 x 14 Cm