

SENSINITRYL PRO

GUANTI IN NITRILE, MONOUSO,
SENZA POLVERE, NON STERILI

DESCRIZIONE

Guanti monouso in nitrile non sterili, senza polvere. Senza lattice e senza ftalati, preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore blu, ambidestri con polsino salvastrappo. Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità ed una presa migliore. Resistenza chimica a disinfettanti e principali sostanze utilizzate in ambito ospedaliero, dentale, chimico e farmaceutico.

CLASSIFICAZIONE - DPI

Dispositivo di protezione individuale di III categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425.

CLASSIFICAZIONE - DM

Dispositivo Medico in Classe I, ad uso temporaneo in relazione agli orifizi del corpo, ai sensi della regola 5 dell' Allegato VIII del Reg. UE 2017/745

STANDARD NORMATIVI

- **DPI:** Reg. UE 2016/425
- **DM:** Reg. UE 2017/745



Esaminazione



Settore dentale



Esplorazione



Laboratori



Terapia



Industria chimica

**PER USO CLINICO
ELEVATA RESISTENZA**



Il marchio della gestione forestale responsabile FSC® N004135



SUP. MICRO-RUVIDA

Packaging e scatola in cartone certificato FSC®



CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie	micro-ruvida
Lunghezza	245 mm +/- 5 mm
Spessore al palmo	0.07 mm
Spessore al dito	0.07 mm
Peso (taglia M)	3.00 g
Contenuto proteico	nessuno
Resistenza	● ● ● ● ● ● ○
Sensibilità	● ● ● ● ● ● ●
Elasticità	● ● ● ● ● ● ●
Grip	● ● ● ● ● ● ○
Protezione	● ● ● ● ● ● ○



TAGLIE DISPONIBILI

XS small 5/5,5 COD. PROD. GUN172XS	S small 6/6,5 COD. PROD. GUN172S	M medium 7/7,5 Cod. Prod. GUN172M	L large 8/8,5 COD. PROD. GUN172L	XL extra large 9/9,5 Cod. Prod. GUN172XL
----------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

CERTIFICAZIONI E PITTOGRAMMI

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016
TYPE B



Box da 100 guanti



Cartone da 10 box