

Novità

Medical

# Compact

Aerosol mesh

Ideale per:



i bimbi più piccoli



in viaggio



Facile da utilizzare



Silenzioso  
30 dBA



Design  
compatto



Batteria  
ricaricabile

Aerosol Compact di Medel è un aerosol di tipo Mesh che grazie ad una membrana vibrante permette di nebulizzare le soluzioni al suo interno. Un prodotto molto silenzioso e piccolo ideale per i più piccoli. La sua batteria integrata permette un uso di circa 60 minuti. Nella confezione è compreso il cavo USB per la ricarica. Dispositivo medico di Classe IIa.

## Tecnologia Mesh

I nebulizzatori mesh come il Medel Compact sono fatti con una sottile membrana contenente dei fori microscopici. Un elemento vibrante spinge il farmaco attraverso i sottili fori della membrana. Questo genera un aerosol composto da minuscole goccioline. Questi nebulizzatori sono inoltre molto silenziosi e leggeri e questo li rende ideali da utilizzare quando si viaggia e per i bambini.



## Specifiche Tecniche

Flusso	0,15 ml/min - 0,90 ml/min
Erogazione aerosol	0,171 ml
Tasso erogazione aerosol	0,082 ml/min
Velocità di nebulizzazione	0,3 ml/min
Dimensioni particelle (mmad)	< 5 µm
Frazione Particelle Fini	71,20%
Livello rumorosità	30 dBA
Volume minimo riempimento	2 ml
Volume massimo riempimento	10 ml
Peso	103 gr
Dimensioni	(LxPxA)54 x 40 x 92 mm

**ACCESSORI:** • Borsina porta accessori • Ampolla • Boccaglio • Maschera pediatrica • Maschera adulti • Cavo USB

95280



8 057017 952800

collo 3 PZ.

2

2 anni di  
Garanzia

