

NOVITÀ

SPECTRA ESSENTIAL

PATTERSON
MEDICAL

KINETEC®



APPARECCHIATURA DI MOBILIZZAZIONE PASSIVA DEL GINOCCHIO

Questa nuova apparecchiatura consente di effettuare un movimento di estensione e di flessione del ginocchio da -10° a 120°.

È dotata di un software all'avanguardia, per ottimizzare l'applicazione della metodica CPM sia in ambiente ospedaliero che domiciliare.

UN INNOVATIVO TELECOMANDO

Spectra Essential è dotata di un pratico telecomando palmare, progettato per garantire la massima semplicità d'uso. Attraverso questo dispositivo dall'**ampio e chiaro display**, è possibile regolare con la massima facilità i parametri-base:

- start/stop e inversione del moto
- regolazione della flessione-estensione
- velocità
- pausa
- memorizzazione dei parametri




ROXTEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

Stare
meglio
fa bene

PATTERSON
MEDICAL

KINETEC®



spectra essential

CODICE PRODOTTO: 4621006242

INDICAZIONI

- Artroplastiche delle articolazioni ginocchio e anca
- Fratture femorali o tibiali sottoposte ad osteosintesi
- Fratture rotulee
- Artrolisi e chirurgie palliative (lesioni cartilaginee, ablazione di osteomi...)
- Osteotomie del bacino o del femore
- Legamentoplastiche (LCI, LCE, LLI, LLE)
- Rimozione dell'apparecchio estensore del ginocchio (operazione di Judet)
- Sinovectomie, meniscectomie, patellectomie, artroscopie

CONTRO-INDICAZIONI

- Poliartrite reumatoide in fase infiammatoria
- Gotta
- Algodistrofia in fase infiammatoria (super dolorosa)
- Para-osteo-artroplastica
- Piaghe infette non cicatrizzate
- Flebite
- Tumore osseo
- Miosite ossificante del quadricipite
- Artrodesi dell'anca
- Artriti infettive
- Superfici articolari deformate
- Arti paralizzati (atonici o spastici)
- Fratture non stabilizzate
- Donne in gravidanza

Stare
meglio
fa bene



RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

RO+TEN s.r.l.

Sede operativa e amministrativa:

Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)

tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34

www.roplusten.com - info@roplusten.com

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio