



SCHEDA PRODOTTO
PANNO PER ASCIUGATURA EXTRA SOFT
IG BIO 30 40 16

DESCRIZIONE GENERALE

Panno extra soft in viscosa/poliestere per l'asciugatura della cute dei pazienti. Indicato anche per le pelli più sensibili per la sua particolare morbidezza.

DIMENSIONI

cm. 27 x 38 tolleranza 5%.

CONFEZIONAMENTO

Cartoni da n. 1.600 pezzi, contenenti n. 32 pacchetti da n. 50 pezzi

COMPOSIZIONE

VISCOSA/POLIESTERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto	IG BIO 30 40 16
Descrizione	Panno morbido in TNT bianco liscio
Colore	Bianco
Composizione	viscosa e poliestere
Grammatura	35g/mq \pm 5%
Confezione busta	50 fogli \pm 5%

DATI TOSSICOLOGICI

Non vengono utilizzati ingredienti testati sugli animali.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza chimica nota per essere tossica o causare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, Regolamento CE 1907/2006 REACH.

GARDENING - S.R.L.a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO1 S.r.l.-VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P..IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.
SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485

