

# KERN MBA10K-3M

Bilancia pesaneonati compatta con speciale superficie di appoggio Safe Guard con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale sia mobile che fisso nella diagnostica medica



## Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	5 g
Divisione [d]:	5 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	5 g
Linearizzazione (punti):	5
Load cell connection:	4-wire
Numero di portate:	1
Peso di calibrazione consigliato:	15 kg (M1)
Portata [Max]:	15 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	14,995 kg
Riproducibilità:	5 g
Risoluzione:	3000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	kg

## Display

Altezza cifre di display (grande):	2,500 cm
------------------------------------	----------

## Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	100 g
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	5 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilità di taratura in fabbrica:	si

## Funzioni

Funzione Data Hold:	si
---------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

## Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Autonomia:	20 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-128
Omologazione:	965-128.
Regolazione in loco:	961-248

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia pesaneonati

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	690 x 490 x 210 mm
Peso lordo:	6 kg
Peso netto:	4,600 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	600 x 360 x 141 mm
Dimensioni totali (LxPxX):	845 x 364 x 145 mm
Livella:	si
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	600 x 260 mm

## Piktogramme

### DI SERIE



### SU RICHIESTA



### FACTORY

