

DEAMBULATORE ROLLATOR “KOMETA”

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.142 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5126/R










CODICE Nr: 854900

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 152mm, anteriori piroettanti.
 Telaio richiudibile. Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento.
 Deambulatore tipo rollato, sedile imbottito, basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura
 Impugnature di spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva, con stazionamento.
 Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse da 6” (mm 152).



Telaio in duralluminio anodizzato laccato blu
 Pieghevole e regolabile in altezza da cm 84 a cm 95
 Larghezza totale cm 61
 Larghezza interna cm 45,4
 Lunghezza totale cm 60
 Altezza sedile da terra cm 57
 Ruote anteriori girevoli mm 152 (6”)
 Portata massima kg 120
 Peso kg 6,7

								
cm 61	cm 60	cm 45,5	Da cm 84 a cm 95	cm 88 x cm 26 x cm 60	Kg 6,74	Kg 120	6” (mm 152)	6” (mm 152)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

