

## DEAMBULATORE KOMETA MODELLO "DYNAMIC"

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)

**CODICE ISO:** 12.06.09.009 - 12.06.09.130 – 12.06.09.109 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1130430/R**

**CODICE Nr:** 854859

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

Deambulatore tipo rollator, sedile imbottito, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie a spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori disse da 8" (mm 203). Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi.



Struttura in duralluminio anodizzato epossidico, leggerissima  
 Pieghevole per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

Regolabile in altezza da cm 84 a cm 100










Dimensioni sedile cm 36x25

Altezza sedile da terra: da cm 53,5 a cm 61

Ruote da mm 203 (8") in PU, anteriori girevoli

Portata massima kg 120

Peso kg 7,5

								
cm 62	cm 61	cm 48	da cm 84 a cm 100		Kg 7,5	Kg 120	8" (mm 203)	8" (mm 203)

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz.1

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

