


## MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME

### MASCHERINE FILTRANTI FFP3 NR G-PRIME

Le mascherine filtranti FFP3 forniscono protezione respiratoria efficace ai lavoratori esposti a polveri fini tossiche, fibre, fumi.

- sono pieghevoli e, grazie al design esclusivo a forma di C, si adattano ai movimenti del viso e risultano comode da indossare
- tessuto non tessuto, cotone ad aria calda, tessuto non tessuto meltblown
- la tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria offre una filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata

Conformi alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009, respiratori facciali filtranti antiparticolato. Conformi al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. La classificazione si basa sull'efficienza di filtrazione e sulla massima perdita totale verso l'interno (FFP3), nonché sulla praticità e sulla resistenza all'intasamento. Ogni mascherina è confezionata singolarmente in una igienica busta di plastica a chiusura ermetica.



**FFP3 NR >99%\***

\*Efficienza di filtrazione

20723-20724

20727-20728

MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME				
Codice GIMA	FFP3 SENZA VALVOLA	Lingue	Colore Elastici	Minimo vendita
20723	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 30
20724	Mascherina filtrante FFP3	IT, GR, PL, SE, RO	bianco	conf. da 30
20725	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, IT, ES, DE	blu	conf. da 30
FFP3 CON VALVOLA				
20727	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, PT, DE	bianco	conf. da 20
20728	Mascherina filtrante FFP3	IT, GB, PL, SE, RO	bianco	conf. da 20



20725



20727-20728

## MASCHERINA FFP3 CONICA DEFENCE

### • 20745 MASCHERINA FFP3 NRD CONICA DEFENCE CON VALVOLA - conf. da 10

Maschera facciale filtrante conica monouso per protezione contro particelle, polvere e pollini. La valvola di espirazione riduce l'accumulo di umidità e calore. Nasello regolabile ed elastico. Protezione > 99% (Report Test IFA 201920901/2120). Aderenza ermetica al viso, comodità di utilizzo. Norme: EN 149:2001 + A1:2009.

**FFP3 con valvola >99%\***

\*Efficienza di filtrazione

CE 0121



20745

Dimensioni: 15,5x13,5x7 cm

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



## MASCHERINE FFP2, FFP3 CUP SHAPE SENZA VALVOLA

### • 20790 MASCHERINA FFP2 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 20

### • 20792 MASCHERINA FFP3 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 12

Maschera facciale filtrante conica monouso, standard (OES), per protezione contro polveri fini tossiche, fumi e vapori. Tessuto non tessuto, cotone ad aria calda e tessuto non tessuto meltblown.

Conformità ai requisiti FFP2 e FFP3 di EN149:2001+A1:2009

Certificazione del prodotto in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

**FFP2 >94%\***

\*Efficienza di filtrazione

CE 2797

20790



20790

20792

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR, CZ, NL, Arabo.

20792

**FFP3 >99%\***

\*Efficienza di filtrazione