

DROGATEST IN FORMATO MULTICARD VERSIONE BASE

Controllo su urina – MultiDroghe

Test Antidroga di primo livello prodotto appositamente per essere in regola con il "Protocollo finale accertamenti lavoratori, Accordo Stato Regioni del 18/09/08" per la legge della Medicina sul Lavoro.

Questo test antidroga per Uso Professionale e Medico è un test monouso immunocromatografico per l'individuazione qualitativa rapida di vari tipi di droghe ed i loro principali metaboliti nelle urine umane con, in più, un controllo di adulterazione semi-quantitativo, prodotto appositamente per essere in regola con le sostanze richieste dalla legge in materia di tossicodipendenza e rispetta tutti i cut/off richiesti.

Sostanze analizzate:	Cut-Off [ng/mg!]
cocaina e metaboliti	COC 300
amfetamina	AMP 500
metamfetamina	MET 500
marijuana (compreso cannabinoidi THC)	THC 50
oppiacei (compreso eroina morfina e metaboliti)	MOR 300
metilenediossimetamfetamina ecstasy	MDMA 500
metadone	MTD 300
buprenorfina (solo nella versione 8 sostanze)*	BUP 10 – BUP 5
ADU: Cr – Ph - Ox	



*Disponibile con BUP-10 per Lombardia o BUP 5 per Campania e Trento

Utilizzo:

A immersione: è necessario immergere l'estremità del test in urina.

Caratteristiche principali

- Rapido e attendibile
- Dimensioni ridotte
- Strisce singole delle sostanze e degli adulteranti
- Il più economico
- Controllo adulterazione ADU incorporato
- Utilizzo SOLO a immersione
- Disponibile a 7 sostanze o 8 sostanze (specifico Lombardia o Campania e Trento)

