

DROGATEST IN FORMATO CARD

Controllo su urina – Singola Sostanza

Test Antidroga a striscia singola per la rilevazione di sostanze stupefacenti nell'urina umana.




Alcune Sostanze analizzate:	Cut-Off [ng/mg]
cocaina e metaboliti	COC 300
amfetamina	AMP 500
metamfetamina	MET 500
marijuana (compreso cannabinoidi THC)	THC 50
oppiacei (compreso eroina morfina e metaboliti)	MOR 300
metilenediossimetamfetamina ecstasy	MDMA 500
metadone	MTD 300
buprenorfina	BUP 10 – BUP 5
Sono disponibili altre sostanze / Cut-Off su richiesta	

Utilizzo:

A Pipetta: utilizzando la pipetta sterile monouso fornita nella confezione, si preleva il campione da analizzare e lo si deposita nell'apposito pozzetto di raccolta del DrogaTest.

Caratteristiche principali

- Rapido e attendibile
- Dimensioni ridotte
- Strisce singole
- Utilizzo SOLO a pipetta



NEGATIVO

POSITIVO

NULLO

