

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 16.02.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM592	Sfigmomanometro automatico digitale da tavolo LOGIKO DIGIT
-------	--

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

**Caratteristiche principali**

Lo sfigmomanometro digitale automatico da tavolo ha un design innovativo con grande display LCD retroilluminato che visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e l'eventuale aritmia rilevata. Memorie per 2 utenti. 300 memorie totali 120 per utente. Metodo di lettura oscillometrico con indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico. Parlante in italiano (solo DM592P).

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	Joytech Healthcare Co., Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIa
Numero di repertorio	2305223
Codice di classificazione CND - EMDN	Z1203020501

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione	3 Batterie Tipo AAA
Campo di misurazione pressione	0 – 300 mmHg
Campo di misurazione pulsazioni	30 – 180 Pulsazioni / Minuto
Accuratezza dei valori	Pulsazioni +/- 5%
Ambiente operativo	Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) Umidità 15%~93%RH Pressione 800hPa~1060hPa
Ambiente di conservazione	Temperatura -25°C~55°C (-13°F~131°F) Umidità ≤93% RH
Memorie	300 misurazioni suddivise in due utenti

CARATTERISTICHE TECNICHE	
<b>Tipo misurazione</b>	<i>Oscillometrico</i>
<b>Funzioni principali</b>	<i>Rilevamento battiti irregolari (Aritmia) Classificazione valori su standard WHO/OMS Indicazione batterie scariche Spegnimento automatico Indicatore di perdita d'aria dal bracciale Indicatore movimento del braccio</i>
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
<b>Bracciale</b>	<i>Nylon</i>
DIMENSIONI	
<b>Dimensioni display</b>	<i>94mm x 90.6mm – 4,8" Retroilluminato</i>
<b>Dimensioni</b>	<i>150mm X 108mm X 65mm</i>
<b>Peso senza batterie</b>	<i>319 g senza batterie</i>
<b>Bracciale</b>	<i>Circonferenza 22 – 36 Cm</i>
VARIANTI	
<b>DM592S</b>	<i>Standard</i>
<b>DM592P</b>	<i>Parlante (Italiano)</i>
ACCESSORI OPZIONALI	
<b>DR261</b>	<i>Bracciale bambini 160 mm x 240 mm</i>
<b>DR262</b>	<i>Bracciale obesi 220mm x 420 mm</i>
<b>DR264</b>	<i>Alimentatore c/cavo USB-C</i>