

POWERSONIC

Il dispositivo POWERSONIC per ultrasuoni-terapia è ideale per il trattamento di patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico, al fine di garantire un effetto analgesico e antinfiammatorio in problematiche di varia natura.

L'utilizzatore del dispositivo può essere sia il paziente stesso, sia un operatore professionale.



DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo portatile
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Batteria Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- ✓ Gel per ultrasuoni
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Borsa per il trasporto

CND Z120610

REP 1995066/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068

CARATTERISTICHE

- ✓ Dispositivo professionale per ultrasuonoterapia
- ✓ 13 programmi
- ✓ Ultrasuono da 1MHz con potenza massima di 6.4W (con alimentatore collegato) e 3.2W (con batteria)
- ✓ Intensità massima sulla superficie 1.6W/cm² (con alimentatore collegato) e 0.8W/cm² (con batteria)
- ✓ Fascio ultrasonico collimato per una ottimale penetrazione attraverso i tessuti
- ✓ 3 livelli di intensità L (basso), M (medio) e H (alto)
- ✓ Funzionamento con alimentatore medicale dedicato ed a batteria
- ✓ Adatto esclusivamente all'utilizzo di superficie (no immersione)

TRATTAMENTI

Dolore miofasciale

Dolore lombare

Tunnel cubitale

Dolore muscolare

Artrosi

Stenosi lombare

Tunnel carpale

Epicondilite

Sciatalgia

Ulcere venose

Epitrocleite

Ulcere da pressione

Tendinite

DIMENSIONI APPARECCHIO

204x63x58mm