

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE : Deambulatore con ruote anteriori fisse 3” (mm76)

CODICE ISO: 12.06.06.003

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 5093/R

CND : Y120606

CODICE Nr: 854951

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore 2 ruote fisse da 3” (mm 76) anteriori e 2 puntali antiscivolo posteriori.

Regolabile in altezza grazie alle 4 gambe preforate con ghiera il plastica per il fissaggio all’altezza desiderata. Maniglie di appoggio morbide, anatomiche e confortevoli.

Telaio pieghevole per ridurne l’ingombro.

In duralluminio anodizzato

Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91










Larghezza totale cm 57

Lunghezza totale cm 48

Peso kg 2,5

Portata massima kg 120



								
cm 57	cm 48	cm 43	Da cm 81 a cm 91	cm 81 x cm 9,5 x cm 56	Kg 2,5	Kg 120	3” (mm 76)	n/a

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

