

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.06.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5095/R

CODICE Nr: 854956

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 2 ruote anteriori da 3,7” (94mm) piroettanti e 2 puntali di appoggio posteriori con gommino antiscivolo. Telaio pieghevole grazie al sistema di bloccaggio-sbloccaggio.

Impugnature anatomiche e morbide per il miglior confort.

In duralluminio anodizzato

Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92










Larghezza totale cm 55

Lunghezza totale cm 48

Peso kg 3,2

Portata massima kg 120



								
cm 55	cm 48	cm 42,5	Da cm 82 a cm 92	cm 83 x cm 9 x cm 59	Kg 3,2	Kg 120	3,7” (mm 94)	n/a

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

